

Övervakning

3M™ Health Care Academy

EKG-elektroder

Elektrokardiografi är vetenskapen och konsten att använda elektromedicinsk utrustning tillsammans med avancerad teknisk praxis för att mäta och registrera tidsföljderna för de elektriska spänningar som alstras av hjärtat.

Dagens EKG-utrustning, kopplad till tekniskt avancerade elektroder, kan registrera mer information än någonsin. Denna information är avgörande för diagnostisering och behandling inom sjukvården.

Vi ger dig information om fördelarna med att standardisera med hjälp av en elektrod genom hela sjukvårdsflödet. Med denna information kommer det att vara möjligt att effektivisera EKG-användningen och minska kostnaderna.



 **Kurslängd | 30 minuter**