

Ref. 8242 Tampon Bleu 3M™ Scotch-Brite™ A utiliser avec le support tampon Doodlebug

Fiche technique

FT 130

Date : Mars 2019

Description

Ce tampon épais bleu est conçu pour le nettoyage humide des sols non protégés ou le décapage à sec des sols délicats. Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte. Des particules abrasives sont réparties de façon homogène dans la nappe et liées par une résine très résistante.

Avantages

- Très bon effet nettoyant
- Performances uniformes tout au long de la vie du produit
- Souple et conformable
- Bonne longévité
- Facile à rincer / nettoyer après utilisation

Utilisation

Utiliser le tampon avec le support Doodlebug afin de retirer les marques, l'usure, les tâches de sols non fragiles, des coins, des plinthes, murs et autres surfaces.
Température maximum d'utilisation / de lavage : 60°C.

Etiquetage

Chaque tampon doit avoir le nom du fabricant imprimé en blanc. Chaque carton doit être étiquette pour identifier le contenu avec le nom de son produit, sa taille et son fabricant.

Conditionnement

- 30 tampons par carton :
- 10 tampons par emballage intermédiaire
 - 3 intermédiaires par carton
- 24 cartons par palette

Entretien

Retirer du support et rincer le tampon après chaque utilisation à l'eau claire.
Au besoin, retirer les résidus incrustés dans le tampon à l'aide d'une brosse en nylon.

Mise au rebus

Si possible, déposer dans un conteneur par incinération.

Caractéristiques

Couleur : bleu
Marquage : logo 3M blanc sur un coté
Épaisseur : 25 mm (*)
Taille : 254 mm x 117 mm
Poids : 1520 g/m² (*)
Agressivité : 1.0 g (*)
(Test de Schiefer sur un matériau plane en acrylique, après 5000 révolutions avec un tampon neuf)

(*) valeurs typiques moyennes

Composition

Fibre polyester, abrasifs, résine polymère

Origine

Fabriqué en Thaïlande dans un site de production 3M certifié ISO 9001 :2015 et ISO 14001 :2015.