



3M™ Scotch-Brite™

Rouleau bleu prédécoupé pour surfaces délicates

Référence 670

FICHE TECHNIQUE FT 246

Date : février 2019

Page 1 / 1

DESCRIPTION :

Rouleau prédécoupé de 40 tampons dans une nappe en fibres synthétiques imprégnée d'une résine résistante contenant des particules nettoyantes spécifiques pour les surfaces délicates.

AVANTAGES :

- Excellentes performances de nettoyage/récurage.
- Ne raye pas la plupart des surfaces même sensibles.
- Souple, permet de nettoyer dans les recoins et les endroits difficiles d'accès.
- Nappe non tissée à structure ouverte, facile à nettoyer.
- Résiste aux produits d'entretien courants.
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.
- Pratique et économique : tampons prédécoupés.
- Hygiénique, sous film plastique protecteur.

UTILISATION :

Idéal en cuisine pour nettoyer et récurer les plats et casseroles, les grils, les rôtissoires, les plaques vitrocéramiques et la plupart des ustensiles de cuisine en verre, aluminium ou inox.

Il permet également d'effectuer divers travaux de nettoyage manuel en environnement industriel, dans les bâtiments, etc. (sols, plinthes, escaliers, bureaux, comptoirs, etc...).

La nappe bleue Scotch-Brite™ 670 est peu abrasive et recommandée pour les surfaces fragiles.

Note : Sur les surfaces particulièrement fragiles et sensibles aux rayures (Plexiglas, Téflon, etc...) utiliser de préférence un tampon blanc 90 ou nous consulter.

ENTRETIEN :

Bien rincer le tampon à l'eau claire après chaque utilisation.

Si besoin, retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en nylon ou la tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.

CARACTERISTIQUES :

Propriété	Valeur Nominale
Poids :	670 g/m ²
Epaisseur :	9.0 mm
Dimensions :	100 x 200 mm
Abrasion : *	0 g retiré
Couleur :	Bleu
Composition :	Fibres Nylon, Particules et résine synthétique

*Test de Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf).

CONDITIONNEMENT : 40 tampons par rouleau / 6 rouleaux par carton.

Chaque carton comporte une étiquette mentionnant le nom du produit, ses dimensions et le nom du fabricant.

ORIGINE :

Fabriqué en Espagne dans une usine 3M certifiée ISO 9001 :2015 et ISO 14001 :2015

Le rouleau bleu prédécoupé 670 est certifié par l'organisation internationale **HACCP** :

