

3M[™] リットマン[™] ステソスコープ

ピンクリボン オンラインキャンペーン 2018



期間 2018/10/1~11/30

期間中は、3M[™] リットマン[™] ステソスコープをキャンペーン特別価格にてご提供いたします。

スリーエム ジャパンでは
ピンクリボンの趣旨に賛同し、
運動を支援しています。

今年はオンラインでキャンペーンを実施する運びとなりました。

キャンペーン概要

1 期間中にリットマン[™] 聴診器をご購入

- 販売1本につき200円を乳房健康研究会*へ寄付します。

*認定NPO法人乳房健康研究会 以下同研究会と記載

2 アンケートに回答

- 回答者全員にピンクリボンバッジとネームプレートをプレゼントします。
- 1回答につき100円を3Mより同研究会へ寄付します。



ピンクリボンバッジ



ネームプレート

3 ソーシャルメディアで活動をシェア

- 抽選で100名様にピンクリボンバッジをプレゼントします。
- 1投稿につき10円を3Mより同研究会へ寄付します。

参加方法

- ① Twitter: #3Mピンクリボン でリンク先をツイート
- ② Instagram: #3Mピンクリボン でピンクのものを投稿

詳細はキャンペーンサイトをご覧ください。

キャンペーンサイトはこちらから

<http://go.3M.com/PRCP2018/>
キャンペーンサイト ▶ 9月25日公開予定



ピンクリボンは乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝えるシンボルマークです。ピンクリボン運動は、女性の8人に1人が乳がんを患うといわれているアメリカで1980年代から市民運動として盛んに行われてきました。日本では、11人に1人の女性が乳がんを患い、乳がんで亡くなる方は年間約1万3千人と、女性の壮年層のがん死亡原因のトップとなっています。日本でもピンクリボンシンボルを掲げ、乳がんの早期発見の大切さを訴える運動が年々活発に行われています。

キャンペーン対象器種

3M™ リットマン™ ステスコープ クラシック III™

成人・小児2つのサスペンデッド・ダイアフラムを搭載したクラシックラインの次世代モデル

希望本体価格(税抜)
¥18,500

キャンペーン特別希望本体価格(税抜)
¥12,800

チェストピース 表面仕上げ バイノーラル 金属部表面仕上げ

Standard

- 5620 ブラック
- 5621 グレー
- 5622 ネイビーブルー
- 5623 カリビアンブルー
- 5624 ハンターグリーン
- 5626 ラズベリー
- 5627 バーガンディー
- 5629 オレンジ
- 5630 セイルブルー
- 5633 パールピンク
- 5639 ローズピンク
- 5829 ライムグリーン
- 5831 プラム
- 5832 ラベンダー
- 5835 ターコイズ
- 5839 レモンライム
- 5840 エメラルド

Rainbow Edition

- 5806 ラズベリー
- 5807 カリビアンブルー

Rainbow Edition

- 5870 ブラック

チェストピース：成人・小児両用型チェストピース(ステンレス)
ダイアフラム：サスペンデッド・ダイアフラム(直径：成人用 約45mm 小児用 約35mm)
チューブ：シングルチューブ バイノーラル
全長/長さ：約69cm / 約150g

販売名：リットマンステスコープ 一般医療機器 届出番号：13B1X10109000218

3M™ リットマン™ ステスコープ カーディオロジーIV™

進化した医師向け聴診器の定番循環器に携わる看護師の方にもお勧めです

希望本体価格(税抜)
¥38,500

キャンペーン特別希望本体価格(税抜)
¥27,000

チェストピース 表面仕上げ バイノーラル 金属部表面仕上げ

Standard

- 6151 ブラック(ショートレンジ) ※1
- 6152 ブラック
- 6153 バーガンディー
- 6154 ネイビーブルー
- 6155 ハンターグリーン
- 6156 プラム
- 6157 カリビアンブルー
- 6158 ラズベリー
- 6161 ローズピンク

Rainbow Edition

- 6165 ブラック ※2

チェストピース：成人・小児両用型チェストピース(ステンレス)
ダイアフラム：サスペンデッド・ダイアフラム(直径：成人用 約45mm 小児用 約35mm)
チューブ：高感度ツーインワン・チューブ バイノーラル
全長/長さ：約69cm / 約177g
※1 約56cm / 約167g(ショートレンジ) ※2 約69cm / 約180g(エディションモデル)

販売名：リットマンステスコープ 一般医療機器 届出番号：13B1X10109000218

希望本体価格(税抜)
¥42,000

キャンペーン特別希望本体価格(税抜)
¥29,000

チェストピース 表面仕上げ バイノーラル 金属部表面仕上げ

Black Edition

- 6163 ブラック ※2
- 6168 ネイビーブルー ※2

Smoke Edition

- 6162 ブラック ※2
- 6166 プラム ※2
- 6171 ターコイズ ※2
- 6178 ラズベリー ※2

Brass Edition

- 6164 ブラック ※2

Mirror Edition

- 6169 カリビアンブルー ※2
- 6170 バーガンディー ※2
- 6177 ブラック ※2

Champagne Edition

- 6179 ブラック ※2

Champagne Edition

- 6176 バーガンディー ※2
- 6190 カリビアンブルー ※2



ダイアフラムとリムの段差が少ない“一体成型ダイアフラム”を採用し、お手入れも簡単に。



小児用ダイアフラムは、付属しているノンチルスリーブを用いてベルへの変更が可能です。



高感度ツーインワン・チューブ
2本のチューブを一体型にし、優れた音響特性を持ちます。
※3M™ リットマン™ ステスコープ カーディオロジーIV™ に採用されています。



シングル・チューブ
軽量で扱いやすいシングルタイプ。
※3M™ リットマン™ ステスコープ クラシックIII™ に採用されています。

●本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、色調が異なる場合があります。

●3M™ リットマン™ ステスコープには天然ゴムラテックスを使用しておりません。●各製品には「添付文書」「取扱説明書(日本語)」「保証書(取扱説明書最終ページ)」が同封されています。●3M™ リットマン™ ステスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、お買い上げ日より1年間は無償で交換させていただきます。●本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により発売中止になることがあります。詳細は取扱店までお問合せください。

3M, Littmann, カーディオロジー IV, クラシック III, リットマンは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー
感染管理製品事業部
<http://www.littmann.jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金(土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます