



スリーエム ヘルスケア株式会社  
2012年(平成24年)1月18日

誰もが簡単にひとりでテーピングを行える、プレカット構造のスポーツテープが登場!!  
**3M™ Easy Fit Tape**が新発売  
高い伸縮性・撥水性を実現しながらも、肌にやさしいスポーツテープ

スリーエム ヘルスケア株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:ジェシー・ジー・シン)は、3月7日より、誰もが簡単にひとりでテーピングを行うことができるプレカット構造のスポーツテープ、3M™ Easy Fit Tapeの発売を開始します。

スポーツ時の関節のサポートやケガの予防、障害部位の保護・再発防止などに対してテーピングは有効です。正しいテーピングを行うことで関節の可動域を制限し、ケガの予防や、ケガをして弱くなった関節や筋肉の動きをサポートすることができます。一方で、効果的にテーピングするためには専門知識を必要とするうえ、ひとりで正しいテーピングを行うことは困難でした。

3M™ Easy Fit Tapeは、肘・膝・手首・足首の関節部に応じて「X形状」にカットしたプレカット構造を採用したスポーツテープです。専門知識がなくても、誰でも簡単にひとりで本格的なテーピングを行えます。低アレルギー性アクリル系粘着剤を採用しているため、かぶれにくく、3M独自のコーティング技術により高い通気性と透湿性を確保し、装着時の蒸れを軽減していることも特長です。筋肉や皮膚の動きに追従する伸縮性もあり、激しい動きをしても剥がれません。また濡れてもすぐに乾く超撥水性綿布を採用していますので、水や汗に強く、雨天時でのスポーツはもちろん、テープを貼ったままシャワーや入浴も可能です。


3M™ Easy Fit Tapeはフリーサイズで、テニスやゴルフ、サッカー、ジョギング、サイクリングといったスポーツシーンから日常生活における関節サポートやケガの予防まで、幅広くご使用頂けます。



3M™ Easy Fit Tape パッケージ画像

## 【参考資料】 3M™ Easy Fit Tape

品番	素材	サイズ	カラー	内容量	メーカー希望小売価格
BAEF01 ひじ用	綿 ウレタン	480×80mm	ベージュ	2枚入	1050円
BAEF02 ひざ用		252×342mm		2枚入	1260円
BAEF03 手首用		275×560mm		4枚入	1260円
BAEF04 足首用		296×368mm		2枚入	1260円
BAEF05 補強用伸縮タイプ		50mm×5m		1巻	1008円
BAEF06 補強用非伸縮タイプ	綿	38mm×12m	ホワイト	1巻	672円



3M™ Easy Fit Tape ひざ用を装着した事例

- 関連リリースがブリヂストンスポーツ株式会社より発行されています。

<http://www.bs-sports.co.jp/press/2012/index.html>

3M™ Easy Fit Tapeに関するお問い合わせは  
スリーエム ヘルスケア株式会社 カスタマーコールセンター TEL: 0570-011-321

3Mは、3M社の商標です