

2012年度「グッドデザイン」関連賞を3Mジャパングループの5製品が受賞  
スコッチ®メンディングテープ ボックス、スコッチ®チタンコート シザーズ、  
3M™ プリサイズ™ スキン ステイプラー Sがグッドデザイン賞、  
スコッチ・ブライト™ 抗菌ウレタンスポンジ、3M™ リットマン™ ステソスコープ クラシック II S.E.が  
 ロングライフデザイン賞を受賞

3Mジャパングループの5製品が、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する2012年度グッドデザイン賞において、「グッドデザイン賞」および「ロングライフデザイン賞」を受賞しました。

グッドデザイン賞は、様々な展開される事象の中から「よいデザイン」を選び、顕彰することを通じ、日々の暮らし、産業、そして社会全体を、より豊かなものへと導くことを目的としたデザイン推奨運動です。この度、スコッチ®メンディングテープ ボックス、スコッチ®チタンコート シザーズ、3M™ プリサイズ™ スキン ステイプラー Sがグッドデザイン賞を、スコッチ・ブライト™ 抗菌ウレタンスポンジ、3M™ リットマン™ ステソスコープ クラシック II S.E.が、長年にわたり愛好されている製品の中から選ばれるロングライフデザイン賞を受賞しました。

【グッドデザイン賞受賞製品】



スコッチ®メンディングテープ ボックス



スコッチ® チタンコート シザーズ



3M™ プリサイズ™ スキン ステイプラー S

【ロングライフデザイン賞受賞製品】



スコッチ・ブライト™ 抗菌ウレタンスポンジ



3M™ リットマン™ ステソスコープ  
クラシック II S.E.

3Mでは、実用的かつ独創的なソリューションを世界に提供するための取り組みの一つとして、製品のデザイン性の向上に努めています。今般のグッドデザイン賞を含め、数々の著名なデザイン賞の受賞は、そうした3Mの取り組みが評価、共感されていることを物語るものと考えています。

## 【グッドデザイン賞受賞製品】

スコッチ®メンディングテープ ボックス(2012年2月発売)は、黒、白、ピンク、グリーンの4色展開で、開閉時のカチッとなる音、片手で開ける便利さ、コンパクトサイズの携帯性の良さと、視・聴・触覚に心地よい刺激を与えながら機能性にも優れ、日本発ならではのこだわりが随所に現れたテープディスペンサーです。機能性に加え、日常の仕事に楽しさをもたらした点が評価され、今年3月にも世界でも最も格式の高いデザイン賞の一つである、「レッドドット・デザイン賞」を受賞しています。

(製品webサイト) <http://www.mmm.co.jp/office/tape/list11/810bx.html>

スコッチ® チタンコート シザーズ(2010年1月発売)は、切れ味と耐久性、快適性に優れた一般紙・工作用はさみです。刃に高硬度チタン合金をコーティングし、錆びに強く、切れ味が長く持続するという機能性の高さに加え、グリップ部分にソフトなラバー素材を採用、手にフィットして厚紙などを切っても痛くならないなど、使用時の快適さを実現しています。優れた機能性と、シンプルなデザイン性が評価され、日本最大の文具アワード「第19回日本文具大賞(2010年)」においても、デザイン部門優秀賞を受賞しています。

(製品webサイト) [http://www.mmm.co.jp/office/scissors/1458\\_1468.html](http://www.mmm.co.jp/office/scissors/1458_1468.html)

3M™ プリサイズ™ スキン ステイプラー S(2012年3月発売)は、日本で企画・開発された、外傷の開創部を縫合する医療用ステイプラーです。より良い使用感を追求し、従来品より打ち出しに必要な握力を40%低減しました。また新開発の針詰り防止機構により術中の針詰まりトラブルを低減するなど、高い機能性を保ちながら、小型で軽量の握りやすいデザインにすることで、医師の正確な操作性を実現し、手術時間の短縮と傷口のきれいな縫合を可能としています。

## 【ロングライフデザイン賞受賞製品】

スコッチ・ブライト™ 抗菌ウレタンスポンジ(1997年発売)は、ウレタンスポンジとナイロン不織布を貼り合わせたキッチン用スポンジです。スコッチ・ブライト™ 製品は、3Mの創業当初から有する研磨技術と不織布技術のかけあわせから生まれた3Mの最も代表的な製品の一つであり、その歴史は、米国で家庭用のスコッチ・ブライト™ナイロンたわしが発売された、約75年前の1958年にまでさかのぼります。さらに、来年2013年には、日本での発売50周年を迎えます。「やさしく洗え、こげつき汚れもしっかり落とせる台所用たわし」として、1966年に初代の貼り合わせタイプを、1997年に抗菌加工を施したタイプとして、スコッチ・ブライト™ 抗菌ウレタンスポンジを発売しました。以来、本製品は数あるスポンジたわしの中でも定番製品として、幅広い世代から支持を受けています。

(製品webサイト) <http://www.mmm.co.jp/homecare/kitchen/product/urethane.html>

3M™ リットマン™ ステスコープ クラシック II S.E.(1996年発売)は、聴診器の発展を牽引してきた長い歴史のある代表的モデルです。特許のサスペンデット・ダイヤフラムやソフトシーリング・イヤーチップの革新的技術を採用し、優れた音響特製を実現するチェストピース、耳にフィットするようにデザインされたイヤーチップ、しなやかで厚みのあるチューブが特徴です。また、単なる聴診機能だけではなく、使い手の嗜好を満たし愛用される道具とされるように、カラフルで魅力的なチューブの色やユニークな金属部の表面仕上げにより、20種類もの個性あるバリエーションの展開をしています。今日、医師から看護師に至る多くの医療従事者が日常使用する、一般診察用聴診器のスタンダードとなっています。

※ 3M™ プリサイズ™ スキン ステイプラー S および3M™ リットマン™ ステスコープ クラシック II S.E.は、スリーエムヘルスケア株式会社の製品です。

## 【グッドデザイン賞について】

公益財団法人日本デザイン振興会が主催する、総合的なデザインの推奨制度です。

その対象は、家電やクルマなどの工業製品から、住宅や建築物、各種のサービスやソフトウェア、パブリックリレーションや地域づくりなどのコミュニケーション、ビジネスモデルや研究開発など、有形無形を問わず、人によって生み出されるあらゆるものや活動を対象としています。受賞したデザインには「Gマーク」をつけることが認められます。詳細は「グッドデザイン賞」のwebサイト(<http://www.g-mark.org/index.html>)をご参照ください。

3M、スコッチ、Scotch、スコッチ・ブライト、Scotch Brite、プリサイズ、リットマンは、3M社の商標です。