

# 3M テーピングゼミナール

講習会

3Mでは弊社テーピングアドバイザーによる講習会を開催しております。  
スポーツテープのパフォーマンスを最大限に引き出す充実の内容となっております。  
講習会受付はWEBサイト内で行っておりますので、是非ご参加ください。



テーピング監修  
3Mテーピングアドバイザー  
**田上 穰一** (たがみ じょういち) 先生  
柔道整復師 / 機能訓練指導士  
昭和58年、赤門学士院柔道整復師専門学校卒。  
岐阜県大垣市城北外科勤務をへて昭和63年、  
美ノ源接骨院開業。



## 基礎編

開催日	講習会場	定員	
2020年 7月 5日(日)	名古屋	10名	お申し込みは <a href="#">こちら</a> をクリック
2020年 7月 12日(日)	東京	20名	お申し込みは <a href="#">こちら</a> をクリック
2020年 7月 19日(日)	大阪	16名	お申し込みは <a href="#">こちら</a> をクリック
2020年 9月 27日(日)	埼玉	30名	お申し込みは <a href="#">こちら</a> をクリック
2020年 10月 18日(日)	東京	20名	お申し込みは <a href="#">こちら</a> をクリック

※各会場定員に達しましたら受付を締め切らせていただきます。

※運営会社の都合により、キャンセルをさせていただく可能性があります。予めご了承ください。

※当日のキャンセルはお受けいたしかねます。不参加な場合でも参加費を請求させていただく場合がございますので予めご了承ください。