

3M テーピングゼミナール

講習会

3Mでは弊社テーピングアドバイザーによる講習会を開催しております。
スポーツテープのパフォーマンスを最大限に引き出す充実の内容となっております。
講習会受付はWEBサイト内で行っておりますので、是非ご参加ください。



テーピング監修
3Mテーピングアドバイザー
田上 穰一 (たがみ じょういち) 先生
柔道整復師 / 機能訓練指導士
昭和58年、赤門学士院柔道整復師専門学校卒。
岐阜県大垣市城北外科勤務をへて昭和63年、
美ノ源接骨院開業。



応用編

開催日	講習会場	定員	
2020年8月23日(日)	東京	10名	お申し込みは こちら をクリック
2020年9月13日(日)	大阪	10名	お申し込みは こちら をクリック

※**基礎編合格の方に限ります**。基礎編を修了していない方は受講をお断りします。

※各会場定員に達しましたら受付を締め切らせていただきます。

※当日のキャンセルはお受けいたしかねます。不参加な場合でも参加費を請求させていただく場合がございますので予めご了承ください。