



FUTURO™ SUPPORTO PER GINOCCHIO COMFORT

76586-89

 **SUPPORTO
LEGGERO**

Offre una compressione immediata in caso di ginocchio dolente.

IDEALE PER:
Supporto generale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1 Il materiale estensibile in 4 direzioni aiuta a mantenere il supporto in posizione.
- 2 Design sagomato per un adattamento ottimale.

TAGLIA:

Codice Prodotto	Taglia	CM
76586	S	30.5-36.8
76587	M	36.8-43.2
76588	L	43.2-49.5
76589	XL	49.5-55.9



**MATERIALE
TRASPIRANTE**

COME INDOSSARLO:



Partendo dall'estremità più larga, far scorrere il tutore lungo la gamba portandolo sul ginocchio.



Accertarsi che la zona in tessuto sia posta sulla parte anteriore del ginocchio.

Destinazione d'uso: Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.

Composition: Nylon, Polyester, Spandex.

Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.

I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionist sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Office
Via N. Bobbio 21
20096 Piofello MI
www.3mitalia.it/futuro

3M