



FUTURO™ SUPORTE LOMBAR AJUSTÁVEL

46820



Sistema duplo de regulação do cordão para um ajuste rápido e fácil.

IDEAL PARA:

Curvar o corpo pela cintura, levantar pesos, atividades diárias

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 Placas lombares removíveis proporcionam amortecimento e suporte adicional.
- Os painéis laterais para esticar ajudam a minimizar o deslize e o enrugamento.
- Medida da cintura: até 129 cm.

TAMANHOS:

C.N.P	CM
6201343	73.7-129.5



MATERIAL
RESPIRÁVEL


Finalidade: Ajudar a suportar costas rígidas, tensas ou doridas.

CUIDADO: Algumas pessoas podem ser sensíveis ao neoprene ou à borracha neoprene. Se se desenvolver irritação da pele, interrompa a utilização e consulte um médico.

Composição: Nylon, Polyester, Neoprene, Spandex, EVA, Polyurethane Foam, TPE+POM+Nylon, Polypropylene, Metal
Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.


COMO UTILIZAR:



Remover as almofadas que estão dentro do suporte se necessário. Centrar o entrelaçado sobre a zona da coluna.



Envolva os painéis à volta da cintura e prenda de modo a sentir-se cómodo.



Puxe os cordões laterais de cada lado e ajuste a colocação das tiras de modo a atingir o nível adequado de conforto.



Quando atingir o nível de suporte adequado prenda as tiras. Ajustar o suporte se necessário.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA
1990-138 Lisboa

