



# FUTURO™ STÖD FÖR TENNISARMBÅGE

45975



MÅTTLIGT  
STÖD



VENTILERANDE  
MATERIAL



FUKTAVLEDANDE

Ger riktat tryck vid smärta  
i underarmen.

## PERFEKT FÖR:

Tennisarmbåge, seninflammation,  
aktiviteter med upprepade rörelser

## VIKTIGA FUNKTIONER:

- 1 Dynan ger skonsamt, riktat tryck mot senan i underarmen.
- 2 Justerbar rem för anpassad passform.

## STORLEK:

Artikel Nummer	CM
45975	17.8-35.6



Mät runt underarmen under armbågen.

## ANVÄNDNING:



Dra remmen genom spännet med tryckdynan mot huden.



Med fästet vänt utåt, placera dynan under armbågen mot armens utsida.



Spänn remmen tills det sitter åt men fortfarande känns bekvämt.

Avsedd användning: Ger stöd till stela, svaga eller skadade armbågar och underarmar.

Material: Polyuretan, Nylon, Acetal, Polyester.

Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Svenska AB  
Herrjärva torg 4,  
170 67 Solna  
Sweden

**3M**