



FUTURO™ SOPORTE PARA CODO DE TENISTA

45975

 **SOPORTE
MODERADO**



**MATERIAL
TRANSPIRABLE**



**AÍSLA DE LA
HUMEDAD**

Ejerce presión sobre la zona específica ayudando a aliviar el dolor del antebrazo.

IDEAL PARA:

Codo de tenista, tendinitis, actividades con movimientos repetitivos

CARACTERÍSTICAS:

- 1 La almohadilla ejerce una ligera presión sobre los tendones del antebrazo.
- 2 Correa regulable para un ajuste personalizado.

TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	CM
218917.1	17.8-35.6



Medir el contorno del antebrazo por debajo del codo.

CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Tire del tensor a través de la hebilla, con la almohadilla para tendón hacia la piel.



Con el tensor hacia fuera, posicione la almohadilla para tendón bajo el codo y hacia la parte exterior del antebrazo.



Tense la tira hasta que quede ajustada, aunque confortable.

Uso previsto: Proporciona soporte para antebrazo y codos rígidos, débiles.

Composición: Polyurethane, Nylon, Acetal, Polyester.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

