



# FUTURO™ SUPORTE PARA COTOVELO DE TENISTA

45975

 SUPORTE  
MODERADO



MATERIAL  
RESPIRÁVEL



MATERIAL  
ABSORVENTE

Proporciona pressão direcionada  
para a dor no antebraço.


## IDEAL PARA:

Cotovelo do tenista, tendinite,  
movimentos repetitivos

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 A almofada aplica pressão suave e direcionada no tendão do antebraço.
- 2 Faixa regulável para ajuste personalizado.

## TAMANHOS:

C.N.P	CM	
7948018	17.8-35.6	

Tire a medida à volta do antebraço abaixo do cotovelo.

## COMO UTILIZAR:



Inserir a tira pela ranhura, com a almofada de pressão assente na pele.



Com a tira a apontar para fora, posicionar a almofada de apoio do tendão na parte inferior do cotovelo virada para fora.



Apertar até que o ajuste seja firme mas confortável.

Finalidade: Para suporte de cotovelos e antebraços rígidos, enfraquecidos ou lesionados.

Composição: Polyurethane, Nylon, Acetal, Polyester.

Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

3M España, Sucursal em Portugal  
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA  
1990-138 Lisboa

**3M**