



FUTURO™ BANDAGE COUDE TENNIS ELBOW

45975



SOUTIEN
MODÉRÉ



MATÉRIAU
RESPIRANT



ÉVACUATION DE
L'HUMIDITÉ

Fournit une pression ciblée pour les douleurs de l'avant-bras.

INDIQUÉ POUR:

Épicondylite, tendinite, activités à mouvement répétitif

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Le coussinet place une pression délicate et ciblée sur le tendon de l'avant-bras.
- 2 Sangle réglable pour un ajustement sur mesure.

TAILLES:

Category Number	cm
45975	17.8-35.6



Mesurez autour de l'avant-bras sous le coude.

MODE D'EMPLOI:



Tirez la fermeture à travers la boucle, en positionnant le coussinet de protection du tendon contre la peau.



En orientant l'attache vers l'extérieur, positionnez le coussinet de protection du tendon sous le coude vers l'avant-bras externe.



Serrez la sangle jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

Utilisation prévue: Pour soutenir un avant-bras ou un coude raide, faible ou blessé.

Composition: Polyurethane, Nylon, Acetal, Polyester.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

3M France
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
542 078 555 RCS Pontoise

