



# FUTURO™ BANDAGE POIGNET AJUSTABLE

09033

 SOUTIEN  
MODÉRÉ



La forme enveloppante procure soutien au poignet blessé.

## INDIQUÉ POUR:

Soutien général, activités sportives

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- ① Emplacement pour le pouce et forme design, pour une mise en place facile.
- Sangle de compression réglable pour un ajustement et un soutien personnalisés.
- Matériau en mélange néoprène pour confort, chaleur et soutien.

## TAILLES:

Category Number	cm
09033	11.4-24.1

Mesurer le tour du poignet.



## MODE D'EMPLOI:



Insérez le pouce dans la boucle avec le côté lisse du matériau face à la peau. Enroulez le support sur le dessus du poignet.



Placez le support sous le poignet et ramenez-le autour du haut du poignet. Fixez l'attache à crochets.



Réglez le support jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

Utilisation prévue: Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé.

**AVERTISSEMENT: Certaines personnes peuvent être sensibles au néoprène ou au mélange néoprène-caoutchouc.**

**En cas d'éruption cutanée, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.**

Composition: Neoprene, Nylon, Polyester.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

3M France  
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
542 078 555 RCS Pontoise

**3M**