



## TOTAL SOLUTIONS

Sécurité Alimentaire pour l'industrie de transformation des produits laitiers

# Produits de 3M Sécurité Alimentaire pour l'industrie de transformation des produits laitiers

Trouvez les solutions de 3M Sécurité Alimentaire pour votre laboratoire à l'adresse [3M.com/DairyProducts](http://3M.com/DairyProducts).



## Solutions de test de détection des pathogènes

Description	n° de Catalogue	Quantité
<b>Système de détection moléculaire 3M™ Molecular Detection System</b>		
Instrument de détection moléculaire 3M™	MDS100	1
Test de détection moléculaire 3M™ MDA2 – <i>Cronobacter</i>	MDA2CRO96	96 tests/kit
Test de détection moléculaire 3M™ MDA2 – <i>Salmonella</i>	MDA2SAL96	96 tests/kit
Test de détection moléculaire 3M™ MDA2 – <i>E. coli</i> O157 (y compris H7)	MDA2ECO96	96 tests/kit
Test de détection moléculaire 3M™ MDA2 – <i>Listeria monocytogenes</i>	MDA2LMO96	96 tests/kit
Test de détection moléculaire 3M™ MDA2 – <i>Listeria</i>	MDA2LIS96	96 tests/kit
Contrôle de matrice pour 3M™ Molecular Detection System	MDMC96	96 tests/kit
<b>Accessoires pour système de détection moléculaire 3M™</b>		
Insert de bloc chauffant pour système de détection moléculaire 3M™	MDSHBIN	1
Plateau de chargement rapide pour système de détection moléculaire 3M™	MDSSLT	1
Bloc de refroidissement pour système de détection moléculaire 3M™	MDSCBIN	1
Plateau de bloc de refroidissement pour système de détection moléculaire 3M™	MDSCBT	1
Outil d'ouverture/fermeture des tubes de lyse pour système de détection moléculaire 3M™	MDSCDL	1
Outil d'ouverture/fermeture des tubes de réactif pour système de détection moléculaire 3M™	MDSCDR	1
Contrat de maintenance étendu (2 ans) pour le système de détection moléculaire 3M™	MDSSERV	1



## Solutions pour Analyse des Indicateurs d'Hygiène

Description	n° de Catalogue	Quantité
Lecteur de test 3M™ Petrifilm™	6499	1
Test de numération Flore Totale 3M™ Petrifilm™	6400	100 tests/boîte
	6406	1 000 tests/boîte
Test de numération 3M™ Petrifilm™ <i>Enterobacteriaceae</i>	6420	50 tests/boîte
	6421	1 000 tests/boîte
Test de numération 3M™ Petrifilm™ <i>E. coli</i> et <i>Coliformes</i>	6404	50 tests/boîte
	6414	500 tests/boîte
Test 3M™ Petrifilm™ <i>Listeria dans l'environnement</i>	6447	50 tests/boîte
	6448	200 tests/boîte
Test de numération 3M™ Petrifilm™ Haute Sensibilité <i>Coliformes</i>	6405	50 tests/boîte
	6415	500 tests/boîte
Test de numération 3M™ Petrifilm™ Bactéries lactiques	6461	50 tests/boîte
	6462	500 tests/boîte
Test de numération 3M™ Petrifilm™ Rapide Flore Totale	6478	50 tests/boîte
	6479	500 tests/boîte
Test de numération 3M™ Petrifilm™ Rapide <i>E. coli</i> et <i>Coliformes</i>	6436	50 tests/boîte
	6437	500 tests/boîte
Tests de numération 3M™ Petrifilm™ Rapide Levures et Moisissures	6475	50 tests/boîte
	6477	500 tests/boîte
Test de numération 3M™ Petrifilm™ Staph Express	6490	50 tests/boîte
	6491	500 tests/boîte
Disque de confirmation 3M™ Petrifilm™ Staph Express	6492	20 disques/boîte
	6493	100 disques/boîte
Test de numération 3M™ Petrifilm™ Levures et Moisissures	6407	100 tests/boîte
	6417	1 000 tests/boîte
Étaleur (EL) 3M™ Petrifilm™	6425	2
Étaleur pour test 3M™ Petrifilm™ Haute Sensibilité (HSCC) <i>Coliformes</i>	6481	2
Grand étaleur carré 3M™ Petrifilm™ (LAB, RAC, RYM, SALX, STX)	6498	2





## Collecte et préparation d'échantillons

Nom du produit	Description	n° de Catalogue	Quantité	Tests pour les allergènes	Test de détection des pathogènes	Analyse des indicateurs d'hygiène
3M™ Sponge-Sticks	Sans diluant	SSL100	100/boîte		•	•
	10 ml Eau Peptonée Tamponnée	SSL10BPW	100/boîte		•	•
	10 ml de bouillon DE	SSL10DE	100/boîte		•	•
	10 ml Bouillon Lethen	SSL10LET	100/boîte		•	•
	10 ml Bouillon Lethen, avec 2 gants	SSL10LETG	100/boîte		•	•
	Tampon neutralisant, 10 ml	SSL10NB	100/boîte		•	•
	Tampon neutralisant, 10 ml, avec 2 gants	SSL10NBG	100/boîte		•	•
Éponges hydratées 3M™	10 ml Eau Peptonée Tamponnée	HS10BPW	100/boîte		•	•
	10 ml de bouillon d'eau peptonée tamponnée, avec 2 gants	HS10BPW2G	100/boîte		•	•
	10 ml de bouillon DE, avec 2 gants	HS10DE2G	100/boîte		•	•
	10 ml Bouillon Lethen	HS10LET	100/boîte		•	•
	10 ml Bouillon Lethen, avec 2 gants	HS10LET2G	100/boîte		•	•
	Tampon neutralisant, 10 ml	HS10NB	100/boîte		•	•
	Tampon neutralisant, 10 ml, avec 2 gants	HS10NB2G	100/boîte		•	•
	Tampon neutralisant, 10 ml, avec sac de 680 ml et 2 gants	HS2410NB2G	100/boîte		•	•
Écouvillon 3M™	1 ml de bouillon Lethen	RS9601LET	100/boîte			•
	4 ml de bouillon Lethen	RS9604LET	100/boîte		•	•
	Tampon neutralisant, 4 ml	RS9604NB	100/boîte		•	•
	5 ml de bouillon Lethen	RS9605LET	100/boîte		•	•
	10 ml Eau Peptonée Tamponnée	RS96010BPW	100/boîte		•	•
	10 ml Bouillon Neutralisant D/E	RS96010DE	100/boîte		•	•
	10 ml Bouillon Lethen	RS96010LET	100/boîte		•	•
	Tampon neutralisant, 10 ml	RS96010NB	100/boîte		•	•
Écouvillons 3M™ Enviro-Swab	Écouvillons pré-imbibés dans un tube refermable	ENVSWB100	100/boîte		•	
3M™ Quick Swab	Écouvillon d'échantillonnage prêt à l'emploi	6432	50/boîte			•
	Écouvillon d'échantillonnage prêt à l'emploi	6433	250/boîte			•
Bouillon Lethen 3M™	500 g/flacon	BPO245500	1		•	•
Éponge sèche 3M™	Éponge sèche, avec sac d'échantillonnage de 510 ml	BP133ES	100/boîte		•	•
	Éponge sèche, avec sac d'échantillonnage de 510 ml et 2 gants	BP237SPG	100/boîte		•	•
Flacons de dilution 3M™ Flip-Top	30 ml Eau Peptonée Tamponnée 2X	TS2XBPW30	60/boîte			•
	90 ml de bouillon d'eau peptonée tamponnée	FTBPW9066	60/boîte			•
	90 ml Eau Peptonée Tamponnée ISO	FTBPWISO90	60/boîte		•	•
	Tampon Butterfields, 90 ml	FTBFD9066	60/boîte			•
	90 ml Eau Peptonée	FTPW9066	60/boîte			•
	Tampon Phosphate, 90 ml	FTPHB9066	60/boîte			•
	Tampon Butterfields, 99 ml	FTBFD9966	60/boîte			•
	99 ml Eau Peptonée	FTPW9966	60/boîte			•
	Tampon Phosphate, 99 ml	FTPHB9966	60/boîte			•
Tubes de diluant 3M™ Mini Flip-Top	Tampon Butterfields, 9 ml	BPPFV9BFD	100/boîte			•
	9 ml Eau Peptonée Tamponnée	BPPFV9BPW	100/boîte			•
	9 ml Bouillon Lethen	BPPFV9LB	100/boîte			•
	9 ml Diluant de récupération maximale MRD	BPPFV9MRD	100/boîte			•
	9 ml Bouillon MRS	BPPFV9MRS	100/boîte			•
Tubes de diluant 3M™ Mini Flip-Top	10 ml Eau Peptonée Tamponnée	BPPFV10BPW	100/boîte			•
	10 ml Bouillon Neutralisant D/E	BPPFV10DE	100/boîte			•
	10 ml Bouillon Lethen	BPPFV10LB	100/boîte			•
	Tampon neutralisant, 10 ml	BPPFV10NB	100/boîte			•

Nom du produit	Description	n° de Catalogue	Quantité	Tests pour les allergènes	Test de détection des pathogènes	Analyse des indicateurs d'hygiène
Poche d'enrichissement rapide 3M™	225 ml Eau Peptonée Tamponnée	QEBPW225	32/boîte		•	
	225 ml Eau Peptonée Tamponnée, avec filtre	QEBPW225F	32/boîte		•	
	225 ml Eau Peptonée Tamponnée ISO	QEBPWIS225	32/boîte		•	
	225 ml Eau Peptonée Tamponnée ISO, avec filtre	QEBPWIS225F	32/boîte		•	
Poche de dilution rapide 3M™	Tampon Butterfields, 99 ml	QDBFD99	50/boîte			•
	Tampon Butterfields, 225 ml	QDBFD225	32/boîte			•
	Tampon Butterfields, 225 ml, avec filtre	QDBFD225F	32/boîte			•
	Tampon Butterfields, 450 ml	QDBFD450	16/boîte			•
Sacs de prélèvement 3M™ imprimables	7,5 × 13 cm, 60 ml, 2,5 mil	BP123S	1 000/boîte	•	•	•
	7,5 × 18 cm, 120 ml, 2,5 mil	BP114S	1 000/boîte	•	•	•
	11,4 × 23 cm, 530 ml, 2,5 mil	BP115S	1 000/boîte	•	•	•
	14 × 23 cm, 650 ml, 3 mil	BP127S	1 000/boîte	•	•	•
	18 × 30 cm, 1600 ml, 3 mil	BP701	1 000/boîte	•	•	•
Sacs de prélèvement 3M™, simples	7,5 × 18 cm, 120 ml, 2,5 mil	BP111S	1 000/boîte	•	•	•
	11,4 × 19 cm, 350 ml, 2,5 mil	BP134S	1 000/boîte	•	•	•
	11,4 × 23 cm, 530 ml, 2,5 mil	BP112S	1 000/boîte	•	•	•
	11,4 × 30,5 cm, 800 ml, 2,5 mil	BP118S	1 000/boîte	•	•	•
	11,4 × 38 cm, 1000 ml, 2,5 mil	BP119S	1 000/boîte	•	•	•
	14 × 23 cm, 650 ml, 3 mil	BP113S	1 000/boîte	•	•	•
Eau peptonée tamponnée 3M™, ISO	500 g	BPW500	1		•	
	2,5 kg	BPW025	1		•	
	10 kg	BPW010	1		•	
Eau Peptonée Tamponnée 3M™	500 g	BPO115500	1		•	
	2,5 kg	BPO115005	1		•	
Bouillon 3M™ Fraser Base	5 lb	BPO210005	1		•	
Bouillon 3M™ Demi Fraser base, modifié	500 g	BPO210500	1		•	
Bouillon 3M™ Fraser supplément	10 × 10 ml	BPO220010	1		•	
Bouillon 3M™ Demi Fraser base	5 lb	BPO118005	1		•	
	500 g	BPO118500	1		•	
Bouillon d'enrichissement 3M™ Listeria	UVM modifié, 500 g	BPO255500	1		•	
Bouillon de récupération modifié 3M™ Listeria	500 g	MLRB500	1		•	
	5 lb	MLRB005	1		•	
Bouillon de récupération modifié 3M™ Listeria – supplément	1 g	MLRBSUP001	1		•	
Poche d'enrichissement rapide 3M™	225 ml Bouillon Lactose	QELAC225	32/boîte		•	•
	225 ml de bouillon de Trypcase Soja	QETS8225	32/boîte		•	•
Flacon de culture 3M™	90 ml de bouillon de Trypcase Soja	RBTSB09036	36/boîte		•	•
Cônes pour pipette 3M™	1 ml, grande ouverture, en vrac	6484	1 000/boîte	•	•	•
	1 ml, grande ouverture, en racks	6485	960/boîte	•	•	•
	1 ml, grande ouverture, en racks, stérile	6486	960/boîte	•	•	•
	5 ml, grande ouverture, en vrac	6487	250/boîte	•	•	•
	5 ml, grande ouverture, en racks	6488	500/boîte	•	•	•
	5 ml, grande ouverture, en racks, stérile	6489	500/boîte	•	•	•
Manche extensible 3M™	Manche télescopique pour 3M™Sponge-Stick	XSL008	1		•	•



## Solutions de gestion et de contrôle de l'hygiène

Description	n° de Catalogue	Quantité
Luminomètre et Logiciel 3M™ Clean-Trace™ LM1	LM1	1
3M™ Clean-Trace™ ATP Surface UXL100	UXL100	100/boîte
Écouvillon 3M™ Clean-Trace™ Protéine pour surface (allergènes) ALLTEC60	ALLTEC60	60/boîte
3M™ Clean-Trace™ Eau – ATP libre	AQF100	100/boîte
3M™ Clean-Trace™ Eau – ATP Total	AQT200	100/boîte



## Solutions d'analyse des allergènes

Allergène	Description	n° de Catalogue	Quantité
Œuf	Test ELISA 3M™ Protéines de blanc d'œuf	E96EGG	96 puits/1 kit
	Test rapide 3M™ Protéines de blanc d'œuf	L25EGG	25 tests/1 kit
Poisson	Test ELISA 3M™ Protéines de poisson	L25FSH	25 puits/1 kit
	Test rapide Protéines de poisson 3M™	E96FSH	25 tests/1 kit
Lait	Test ELISA 3M™ Caséine bovine	E96CAS	96 puits/1 kit
	Test ELISA 3M™ Protéines de lait de bovins	E96MLK	96 puits/1 kit
	Test rapide 3M™ Protéines lait de bovins	L25MLK	25 tests/1 kit
Arachide	Test ELISA 3M™ Protéines d'arachide	E96PNT	96 puits/1 kit
	Test rapide Protéines d'arachides 3M™	L25PNT	25 tests/1 kit
Graines	Test ELISA 3M™ Protéines de moutarde	E96MUS	96 puits/1 kit
	Test ELISA 3M™ Protéines de sésame	E96SES	96 puits/1 kit
Soja	Test ELISA 3M™ Protéines de soja	E96SOY	96 puits/1 kit
	Test rapide 3M™ Protéines de soja	L25SOY	25 tests/1 kit
Blé	Test rapide Protéines de gluten 3M™	L25GLU	25 tests/1 kit

Allergène	Description	n° de Catalogue	Quantité
Noisette	Test ELISA 3M™ Protéines d'amande	E96ALM	96 puits/1 kit
	Test rapide 3M™ Protéines d'amande	L25ALM	25 tests/1 kit
	Test ELISA 3M™ Protéines de noix du Brésil	E96BZL	96 puits/1 kit
	Test ELISA 3M™ Protéines noix de cajou	E96CHW	96 puits/1 kit
	Test rapide Protéines de noix de cajou 3M™	L25CHW	25 tests/1 kit
	Test ELISA 3M™ Protéines de noix de coco	E96COC	96 puits/1 kit
	Test rapide 3M™ Protéines de noix de coco	L25COC	25 tests/1 kit
	Test ELISA 3M™ Protéines de noisette	E96HZL	96 puits/1 kit
	Test rapide Protéines de noisette 3M™	L25HZL	25 tests/1 kit
	Test ELISA 3M™ Protéines de noix de macadamia	E96MAC	96 puits/1 kit
	Test ELISA 3M™ Protéines de noix de pécan	E96PEC	96 puits/1 kit
	Test rapide Protéines de pécan 3M™	L25PEC	25 tests/1 kit
	Test ELISA 3M™ Protéines de pignons de pin	E96PNE	96 puits/1 kit
	Test ELISA 3M™ Protéines de pistache	E96PST	96 puits/1 kit
	Test rapide Protéines de pistache 3M™	L25PST	25 tests/1 kit
	Test ELISA 3M™ Protéines de noix	E96WAL	96 puits/1 kit
Test rapide Protéines de noix 3M™	L25WAL	25 tests/1 kit	

Trouvez les solutions de 3M Sécurité Alimentaire pour votre laboratoire à l'adresse [3M.com/DairyProducts](https://www.3m.com/DairyProducts).



**3M Sécurité alimentaire**  
3M France, Parvis de l'Innovation  
95006 Cergy Pontoise cedex, France

Téléphone 1-800-328-6553  
Site Web : [3M.com/foodsafety](https://www.3m.com/foodsafety)

3M Canada  
Boîte postale 5757  
Londres, Ontario N6A 4T1, Canada

Téléphone 1-800-364-3577

© 3M 2019. Tous droits réservés. 3M, Petrifilm et Clean-Trace sont des marques déposées de 3M. Dispositifs médicaux destinés aux Professionnels de Santé et étudiants en médecine habilités à réaliser des diagnostics. Produits de santé réglementés qui portent à ce titre le marquage CE. 3M Deutschland GmbH Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Demandez conseil aux Professionnels de Santé. Distribués par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex, France. MSD-00274 – Décembre 2019. Pensez à recycler. Imprimé aux États-Unis.

70-2011-5159-7