



## SOLUCIONES TOTALES

Inocuidad alimentaria integral para el procesamiento de carne



# Productos de inocuidad alimentaria 3M para el procesamiento de carne

Encuentre soluciones de inocuidad alimentaria 3M para su laboratorio en [3M.com/MeatTestingProducts](http://3M.com/MeatTestingProducts)

### Soluciones básicas



#### Soluciones de pruebas de patógenos

Descripción	N.º de catálogo	Cantidad	
<b>3M™ Sistema de detección molecular</b>			
<b>SOLUCIONES BÁSICAS</b>	3M™ Prueba de detección molecular 2 - <i>E. coli</i> O157 (incluido H7)	MDA2ECO96	96 pruebas/kit
	3M™ Prueba de detección molecular 2 - <i>Listeria</i>	MDA2LIS96	96 pruebas/kit
	3M™ Prueba de detección molecular 2 - <i>Listeria monocytogenes</i>	MDA2LMO96	96 pruebas/kit
	3M™ Prueba de detección molecular 2 - <i>Salmonella</i>	MDA2SAL96	96 pruebas/kit
	3M™ Prueba de detección molecular 2 - STEC Gene Screen ( <i>stx</i> )	MDA2STX96	96 pruebas/kit
	3M™ Prueba de detección molecular 2 - STEC Gene Screen ( <i>stx</i> y <i>eae</i> )	MDA2STXEAE48	48 pruebas/kit



#### Soluciones de pruebas de indicadores de calidad

Descripción	N.º de catálogo	Cantidad	
<b>3M™ Petrifilm™ Placas</b>			
<b>SOLUCIONES BÁSICAS</b>	3M™ Petrifilm™ Placas de recuento de aerobios	6400	100 placas/caja
		6406	1000 placas/caja
	3M™ Petrifilm™ Placas para el recuento de <i>E. coli</i> /coliforme	6414	500 placas/caja
		6404	50 placas/caja
	3M™ Petrifilm™ Placas para recuento de enterobacterias	6420	50 placas/caja
		6421	1000 placas/caja
	3M™ Petrifilm™ Placas para el recuento de bacteria ácido láctica	6461	50 placas/caja
		6462	500 placas/caja
	3M™ Petrifilm™ Placas de recuento rápido de aerobios	6478	50 placas/caja
		6479	500 placas/caja
3M™ Petrifilm™ Placas para el recuento rápido de <i>E. coli</i> /coliforme	6436	50 placas/caja	
	6437	500 placas/caja	



#### Soluciones de control y monitoreo de la higiene

Descripción	N.º de catálogo	Cantidad	
<b>BÁSICAS</b>	3M™ Clean-Trace™ Sistema de control y monitoreo de la higiene	LM1	1 cada uno
	3M™ Clean-Trace™ Hisopos de prueba de superficie de ATP	UXL100	100/caja



## Soluciones de pruebas de patógenos

Descripción	N.º de catálogo	Cantidad	
<b>3M™ Sistema de detección molecular</b>			
<b>SOLUCIONES BÁSICAS</b>	3M™ Prueba de detección molecular 2 - <i>E. coli</i> O157 (incluido H7)	MDA2ECO96	96 pruebas/kit
	3M™ Prueba de detección molecular 2 - <i>Listeria</i>	MDA2LIS96	96 pruebas/kit
	3M™ Prueba de detección molecular 2 - <i>Listeria monocytogenes</i>	MDA2LMO96	96 pruebas/kit
	3M™ Prueba de detección molecular 2 - <i>Salmonella</i>	MDA2SAL96	96 pruebas/kit
	3M™ Prueba de detección molecular 2 - STEC Gene Screen (stx)	MDA2STX96	96 pruebas/kit
	3M™ Prueba de detección molecular 2 - STEC Gene Screen (stx y eae)	MDA2STXEAE48	48 pruebas/kit
3M™ Instrumento de detección molecular	MDS100	1 cada uno	
3M™ Prueba de detección molecular 2 - <i>Campylobacter</i>	MDA2CAM96	96 pruebas/kit	
3M™ Caldo de enriquecimiento para <i>Campylobacter</i> , 250 g	CE250	1 cada uno	
3M™ Control de matriz de detección molecular	MDMC96	96 pruebas/kit	
3M™ Inserto para bloque de frío de detección molecular	MDSCBIN	1 cada uno	
3M™ Herramienta para abrir y cerrar tapas para detección molecular – Lisis	MDSCDL	1 cada uno	
3M™ Herramienta para abrir y cerrar tapas para detección molecular – Reactivo	MDSCDR	1 cada uno	
3M™ Inserto para bloque de calor de detección molecular	MDSHBIN	1 cada uno	
3M™ Bandeja de carga rápida de detección molecular	MDSSTLT	1 cada uno	
<b>3M™ Petrifilm™ Sistema rápido para <i>Salmonella</i></b>			
3M™ Petrifilm™ Placas rápidas para <i>Salmonella</i>	6536	50 placas/caja	
	6537	200 placas/caja	
3M™ Petrifilm™ Discos de confirmación rápida para <i>Salmonella</i>	6538	5 discos/caja	
	6539	25 discos/caja	
3M™ Base de enriquecimiento para <i>Salmonella</i> , 500 g/botella	SEB500	1 cada uno	
3M™ Base de enriquecimiento para <i>Salmonella</i> , 2,5 kg/botella	SEB025	1 cada uno	
3M™ Complemento de enriquecimiento para <i>Salmonella</i> , 1 g/vial	SESUP001	1 cada uno	



## Soluciones de pruebas de indicadores de calidad

Descripción	N.º de catálogo	Cantidad	
<b>3M™ Petrifilm™ Placas</b>			
<b>SOLUCIONES BÁSICAS</b>	3M™ Petrifilm™ Placas de recuento de aerobios	6400	100 placas/caja
		6406	1000 placas/caja
	3M™ Petrifilm™ Placas para el recuento de <i>E. coli</i> /coliforme	6414	500 placas/caja
		6404	50 placas/caja
	3M™ Petrifilm™ Placas para recuento de <i>enterobacterias</i>	6420	50 placas/caja
		6421	1000 placas/caja
	3M™ Petrifilm™ Placas para el recuento de bacteria ácido láctica	6461	50 placas/caja
		6462	500 placas/caja
	3M™ Petrifilm™ Placas de recuento rápido de aerobios	6478	50 placas/caja
		6479	500 placas/caja
	3M™ Petrifilm™ Placas para el recuento rápido de <i>E. coli</i> /coliforme	6436	50 placas/caja
		6437	500 placas/caja
	3M™ Petrifilm™ Placas para <i>listeria</i> ambiental	6447	50 placas/caja
6448		200 placas/caja	
3M™ Petrifilm™ Aplicador de placas para <i>listeria</i> ambiental	6498	2 aplicadores/caja	
3M™ Petrifilm™ Placas para recuento rápido de levaduras y mohos	6475	50 placas/caja	
	6477	500 placas/caja	
3M™ Petrifilm™ Aplicador de placas para recuento rápido de levaduras y mohos	6425	2 aplicadores/caja	
3M™ Petrifilm™ Placas de recuento Staph Express	6490	50 placas/caja	
	6491	500 placas/caja	
3M™ Petrifilm™ Discos rápidos para estafilococos	6492	20 discos/caja	
	6493	100 discos/caja	
3M™ Petrifilm™ Placas de recuento de levaduras y mohos	6407	100 placas/caja	
	6417	1000 placas/caja	
3M™ Petrifilm™ Lector de placas	6499	1 cada uno	



## Soluciones de control y monitoreo de la higiene

Descripción	N.º de catálogo	Cantidad	
<b>3M™ Clean-Trace™ Sistema de control y monitoreo de la higiene</b>			
<b>BÁSICAS</b>	3M™ Clean-Trace™ Sistema de control y monitoreo de la higiene	LM1	1 cada uno
	3M™ Clean-Trace™ Hisopos de prueba de superficie de ATP	UXL100	100/caja
3M™ Clean-Trace™ Hisopos de prueba de proteínas en superficies (alérgenos)	ALLTEC60	60/caja	
3M™ Clean-Trace™ Hisopos de prueba de ATP sin agua	AQF100	100/caja	



## Recolección, preparación y procesamiento de muestras

Nombre del producto	Descripción	N.º de catálogo	Cantidad	Pruebas de alérgenos	Pruebas de patógenos	Pruebas de indicadores de calidad
3M™ Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato	2,5 kg	BP0115005	1 cada uno		•	
	500 g	BP0115500	1 cada uno		•	
3M™ Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato ISO	2,5 kg	BPW025	1 cada uno		•	
	500 g	BPW500	1 cada uno		•	
3M™ Base de caldo Fraser semiconcentrado	2,5 kg	BP0118005	1 cada uno		•	
	500 g	BP0118500	1 cada uno		•	
3M™ Esponja seca	Esponja seca con bolsa de 18 oz	BP133ES	100/caja		•	•
	Esponja seca con bolsa de 18 oz y 2 guantes	BP237SPG	100/caja		•	•
3M™ Bolsa rápida de enriquecimiento	Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato, 225 ml ISO	QEBPWIS225	32/caja		•	
	Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato, 225 ml ISO con filtro	QEBPWI225F	32/caja		•	
	Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato, 225 ml	QEBPW225	32/caja		•	
	Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato, 225 ml con filtro	QEBPW225F	32/caja		•	
	Caldo de lactosa, 225 ml	QELAC225	32/caja		•	
	Caldo de soya triptico, 225 ml	QETS225	32/caja		•	
3M™ Hisopo ambiental	Hisopo prehumedecido, 5 ml	ENVSWB100	100/caja		•	•
3M™ Varilla extensible	Varilla extensible para su uso con portaesponja, 244 cm	XSL008	1 cada uno		•	•
3M™ Botella de dilución de tapa abatible	Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato, 90 ml	FTBPW9060	60/caja			•
	Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato, 90 ml ISO	FTBPWI9060	60/caja		•	•
	Caldo de peptona fosfato, 90 ml	FTPW9060	60/caja			•
	Solución amortiguadora de fosfato, 90 ml	FTPHB9060	60/caja			•
	Solución amortiguadora Butterfields, 90 ml	FTBFD9060	60/caja			•
	Caldo de peptona fosfato, 99 ml	FTPW9960	60/caja			•
	Solución amortiguadora de fosfato, 99 ml	FTPHB9960	60/caja			•
	Solución amortiguadora Butterfields, 99 ml	FTBFD9960	60/caja			•
3M™ Base de caldo Fraser	2,5 kg	BP0210005	4/caja		•	
3M™ Base de caldo Fraser, modificado	500 g	BP0210500	1 cada uno		•	
3M™ Complemento de caldo Fraser	10 ml, 10 por caja	BP0220010	10/caja		•	
3M™ Guantes	Azul	GL100	100 pares/caja	•	•	•
3M™ Esponja hidratada	Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato, 10 ml	HS10BPW	100/caja		•	•
	Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato, 10 ml y guantes	HS10BPW2G	100/caja		•	•
	Caldo de solución amortiguadora neutralizante D/E, 10 ml y guantes	HS10DE2G	100/caja		•	•
	Caldo de Letheen, 10 ml	HS10LET	100/caja		•	•
	Caldo de Letheen, 10 ml y guantes	HS10LET2G	100/caja		•	•
	Solución amortiguadora neutralizante, 10 ml	HS10NB	100/caja		•	•
	Caldo de solución amortiguadora neutralizante, 10 ml y guantes	HS10NB2G	100/caja		•	•
	Solución amortiguadora neutralizante, 10 ml, 24 oz con bolsa y guantes	HS2410NB2G	100/caja		•	•
3M™ Caldo de lactosa	500 g	BP0235500	1 cada uno		•	
3M™ Viales miniatura con tapa abatible	Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato, 10 ml	BPPFV10BPW	100/caja			•
	Caldo neutralizante D/E, 10 ml	BPPFV10DE	100/caja			•
	Caldo de Letheen, 10 ml	BPPFV10LB	100/caja			•
	Solución amortiguadora neutralizante, 10 ml	BPPFV10NB	100/caja			•
	Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato, 9 ml	BPPFV9BPW	100/caja			•
	Solución amortiguadora Butterfields, 9 ml	BPPFV9BFD	100/caja			•
	Caldo de Letheen, 9 ml	BPPFV9LB	100/caja			•
3M™ Bolsa para muestras lisas	30 cm x 46 cm, 228 oz, 4 mil	BP41218	250/caja	•	•	•
	30 cm x 30 cm, 102 oz, 4 mil	BP41212	250/caja	•	•	•
	25 cm x 38 cm, 135 oz, 4 mil	BP1015LP	1000/caja	•	•	•
	14 cm x 38 cm, 50 oz, 3 mil	BP121S	1000/caja	•	•	•
	14 cm x 23 cm, 22 oz, 3 mil	BP113S	1000/caja	•	•	•



## Recolección, preparación y procesamiento de muestras

Nombre del producto	Descripción	N.º de catálogo	Cantidad	Pruebas de alérgenos	Pruebas de patógenos	Pruebas de indicadores de calidad
3M™ Bolsa para muestras lisas	11 cm x 38 cm, 36 oz, 2,5 mil	BP119S	1000/caja	•	•	•
	11 cm x 30 cm, 27 oz, 2,5 mil	BP118S	1000/caja	•	•	•
	11 cm x 23 cm, 15 oz, 2,5 mil	BP112S	1000/caja	•	•	•
	11 cm x 19 cm, 12 oz, 2,5 mil	BP134S	1000/caja	•	•	•
3M™ Bolsas imprimibles para muestras	25 cm x 38 cm, 135 oz, 4 mil	BP101S	1000/caja	•	•	•
	18 cm x 30 cm, 55 oz, 3 mil	BP701	1000/caja	•	•	•
	14 cm x 23 cm, 22 oz, 3 mil	BP127S	1000/caja	•	•	•
	11 cm x 23 cm, 15 oz, 2,5 mil	BP115S	1000/caja	•	•	•
3M™ Caldo Rappaport-Vassilidias R10	500 g	BP0288500	1 cada uno		•	
3M™ Palillo con esponja	Esponja seca, bolsa de 30 oz	SSL100	100/caja		•	•
	Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato, 10 ml, 15 cm x 28 cm	SSL10BPW	100/caja		•	•
	Caldo neutralizante D/E, 10 ml	SSL10DE	100/caja		•	•
	Caldo de Lethen, 10 ml	SSL10LET	100/caja		•	•
	Caldo de Lethen, 10 ml y guantes	SSL10LET2G	100/caja		•	•
	Solución amortiguadora neutralizante, 10 ml	SSL10NB	100/caja		•	•
	Caldo de solución amortiguadora neutralizante, 10 ml y guantes	SSL10NB2G	100/caja		•	•
3M™ Botella con rosca superior para ganado del USDA	Caldo de solución amortiguadora de peptona fosfato, 25 ml	USDA25BPW	100/caja			•
	Solución amortiguadora Butterfields, 25 ml	USDA25BFD	100/caja			•
3M™ Plantilla para ganado del USDA	100 cm2	USDA100	100/caja			•
3M™ Kit para ganado vacuno/porcino USDA	Solución amortiguadora Butterfields, 25 ml	USDAKIT025	15/caja			•
3M™ Plantilla avícola del USDA	50 cm2	USDA050	100/caja			•



## Soluciones de pruebas de alérgenos

Alérgeno	Descripción	N.º de catálogo	Cantidad
Huevo	3M™ Kit ELISA para proteína de la clara de huevo	E96EGG	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit rápido para proteína de la clara de huevo	L25EGG	25 pruebas/1 kit
Pescado	3M™ Kit ELISA para proteína de crustáceos	E96CRU	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit ELISA para proteína de pescado	E96FSH	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit ELISA para proteína de moluscos	E96MOL	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit rápido para proteína de pescado	L25FSH	25 pruebas/1 kit
Leche	3M™ Kit ELISA para proteína de la caseína bovina	E96CAS	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit ELISA para proteína total de la leche bovina	E96MLK	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit rápido para proteína de leche	L25MLK	25 pruebas/1 kit
Maní	3M™ Kit ELISA para proteína del maní	E96PNT	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit rápido para proteína del maní	L25PNT	25 pruebas/1 kit
Semillas	3M™ Kit ELISA para proteína de la mostaza	E96MUS	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit ELISA para proteína del sésamo	E96SES	96 micropocillos/1 kit
Poroto de soja	3M™ Kit ELISA para proteína de la soja	E96SOY	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit rápido para proteína de la soja	L25SOY	25 pruebas/1 kit
Frutos secos	3M™ Kit ELISA para proteína de la almendra	E96ALM	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit ELISA para proteína de la nuez de Brasil	E96BZL	96 micropocillos/1 kit

Alérgeno	Descripción	N.º de catálogo	Cantidad
Frutos secos	3M™ Kit ELISA para proteína de la castaña de cajú	E96CHW	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit ELISA para proteína del coco	E96COC	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit ELISA para proteína de la avellana	E96HZL	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit ELISA para proteína de la macadamia	E96MAC	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit ELISA para proteína de nuez pacana	E96PEC	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit ELISA para proteína del piñón	E96PNE	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit ELISA para proteína del pistacho	E96PST	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit ELISA para proteína de la nuez	E96WAL	96 micropocillos/1 kit
	3M™ Kit rápido para proteína de la almendra	L25ALM	25 pruebas/1 kit
	3M™ Kit rápido para proteína de la castaña de cajú	L25CHW	25 pruebas/1 kit
	3M™ Kit rápido para proteína del coco	L25COC	25 pruebas/1 kit
	3M™ Kit rápido para proteína de la avellana	L25HZL	25 pruebas/1 kit
	3M™ Kit rápido para proteína de nuez pacana	L25PEC	25 pruebas/1 kit
	3M™ Kit rápido para proteína del pistacho	L25PST	25 pruebas/1 kit
	3M™ Kit rápido para proteína de la nuez	L25WAL	25 pruebas/1 kit
	Trigo	3M™ Kit rápido para proteína de gluten	L25GLU



### 3M Food Safety

3M Center, Building 275-5W-05  
St. Paul, MN 55144-1000 EE. UU.

Teléfono 1-800-328-6553  
Web 3M.com/foodsafety

3M Canada  
Post Office Box 5757  
London, Ontario N6A 4T1 Canadá

Teléfono 1-800-364-3577

Encuentre soluciones de inocuidad alimentaria 3M para su laboratorio en [3M.com/MeatTestingProducts](https://www.3m.com/MeatTestingProducts)

© 3M 2020. Todos los derechos reservados.  
3M, Petrifilm y Clean-Trace son marcas comerciales de 3M. Utilizadas con licencia en Canadá. Recicle. Impreso en EE. UU. 70-2011-5216-5