



## TOTAL SOLUTIONS

Integrierte Lebensmittelsicherheit in der Milchverarbeitung

# 3M Lebensmittel- sicherheitsprodukte für Milchprodukte

3M Lebensmittelsicherheitslösungen für Ihr Labor  
finden Sie unter [3M.com/DairyProducts](http://3M.com/DairyProducts).



### Lösungen für den Nachweis von Pathogenen

Beschreibung	Katalognr.	Menge
<b>3M™ Molekulares Detektionssystem</b>		
3M™ Molekulare Detektionsinstrument	MDS100	Je 1
3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – <i>Cronobacter</i>	MDA2CRO96	96 Tests/Kit
3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – <i>Salmonellen</i>	MDA2SAL96	96 Tests/Kit
3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – <i>E. coli</i> O157 (Inkl. H7)	MDA2ECO96	96 Tests/Kit
3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – <i>Listeria monocytogenes</i>	MDA2LMO96	96 Tests/Kit
3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – <i>Listerien</i>	MDA2LIS96	96 Tests/Kit
3M™ Molekulare Detektion Matrixkontrolle	MDMC96	96 Tests/Kit
<b>3M™ Molekulare Detektion Systemzubehör</b>		
3M™ Molekulare Detektion Heizblockeinsetz	MDSHBIN	Je 1
Speedloader für 3M™ Molekulare Detektion	MDSSLT	Je 1
3M™ Molekulare Detektion Kühlblockeinsetz	MDSCBIN	Je 1
3M™ Molekulare Detektion Kühlblockträger	MDSCBT	Je 1
3M™ Molekulare Detektion Cap/Decap Werkzeug – Lysis	MDSCDL	Je 1
3M™ Molekulare Detektion Cap/Decap Werkzeug – Reagenz	MDSCDR	Je 1
3M™ Molekulare Detektions System Erweiterter Kundenservice (2 Jahre)	MDSSERV	Je 1



### Lösungen für Qualitätsindikatortests

Beschreibung	Katalognr.	Menge
3M™ Petrifilm™ Plattenleser	6499	Je 1
3M™ Petrifilm™ Aerobe Zählplatte	6400	100 Platten/Packung
	6406	1.000 Platten/Packung
3M™ Petrifilm™ Enterobakterien Zählplatte	6420	50 Platten/Packung
	6421	1.000 Platten/Packung
3M™ Petrifilm™ <i>E. coli</i> /Coliforme Zählplatte	6404	50 Platten/Packung
	6414	500 Platten/Packung
3M™ Petrifilm™ Platte für Umgebungslisterien	6447	50 Platten/Packung
	6448	200 Platten/Packung
3M™ Petrifilm™ hochempfindliche Coliforme Zählplatte	6405	50 Platten/Packung
	6415	500 Platten/Packung
3M™ Petrifilm™ Milchsäurebakterien Zählplatte	6461	50 Platten/Packung
	6462	500 Platten/Packung
3M™ Petrifilm™ Rapid Aerobe Gesamtkeimzahlplatte	6478	50 Platten/Packung
	6479	500 Platten/Packung
3M™ Petrifilm™ Rapid <i>E. coli</i> /Coliforme Zählplatte	6436	50 Platten/Packung
	6437	500 Platten/Packung
3M™ Petrifilm™ Rapid Hefe- und Schimmelpilz-Zählplatte	6475	50 Platten/Packung
	6477	500 Platten/Packung
3M™ Petrifilm™ Staph Express Zählplatte	6490	50 Platten/Packung
	6491	500 Platten/Packung
3M™ Petrifilm™ Staph Express Disk	6492	20 Scheiben/Packung
	6493	100 Scheiben/Packung
3M™ Petrifilm™ Hefe- und Schimmelpilz-Zählplatte	6407	100 Platten/Packung
	6417	1.000 Platten/Packung
3M™ Petrifilm™ Flacher Probenverteiler (EL)	6425	Je 2
3M™ Petrifilm™ Probenverteiler für die hochempfindliche Platte (HSCC)	6481	Je 2
3M™ Petrifilm™ Großer quadratischer Probenverteiler (LAB, RAC, RYM, SALX, STX)	6498	Je 2





## Probenahme, -vorbereitung und -verarbeitung

Produktname	Beschreibung	Katalognr.	Menge	Allergentests	Nachweis von Pathogenen	Qualitäts-indikatortests
3M™ Sponge-Stick	Ohne Medium	SSL100	100/Packung		•	•
	10 ml Gepuffertes Peptonwasser	SSL10BPW	100/Packung		•	•
	10 ml DE-Bouillon	SSL10DE	100/Packung		•	•
	10 ml Letheen-Bouillon	SSL10LET	100/Packung		•	•
	10 ml Letheen-Bouillon mit 2 Handschuhen	SSL10LETG	100/Packung		•	•
	10 ml Neutralisationspuffer	SSL10NB	100/Packung		•	•
	10 ml Neutralisationspuffer mit 2 Handschuhen	SSL10NBG	100/Packung		•	•
3M™ Hydratisierter Schwamm	10 ml Gepuffertes Peptonwasser	HS10BPW	100/Packung		•	•
	10 ml Gepuffertes Peptonwasser mit 2 Handschuhen	HS10BPW2G	100/Packung		•	•
	10 ml DE-Bouillon mit 2 Handschuhen	HS10DE2G	100/Packung		•	•
	10 ml Letheen-Bouillon	HS10LET	100/Packung		•	•
	10 ml Letheen-Bouillon mit 2 Handschuhen	HS10LET2G	100/Packung		•	•
	10 ml Neutralisationspuffer	HS10NB	100/Packung		•	•
	10 ml Neutralisationspuffer mit 2 Handschuhen	HS10NB2G	100/Packung		•	•
3M™ Probenstupfer	1 ml Letheen-Bouillon	RS9601LET	100/Packung			•
	4 ml Letheen-Bouillon	RS9604LET	100/Packung		•	•
	4 ml Neutralisationspuffer	RS9604NB	100/Packung		•	•
	5 ml Letheen-Bouillon	RS9605LET	100/Packung		•	•
	10 ml Gepuffertes Peptonwasser	RS96010BPW	100/Packung		•	•
	10 ml D/E Neutralisierungs-Bouillon	RS96010DE	100/Packung		•	•
	10 ml Letheen-Bouillon	RS96010LET	100/Packung		•	•
	10 ml Neutralisationspuffer	RS96010NB	100/Packung		•	•
3M™ Enviro Swab	Angefeuchteter Tupfer in wiederverschließbarem Röhrchen	ENVSWB100	100/Packung		•	
3M™ Quick Swab	In Röhrchen befindlicher Abstrichprobennehmer	6432	50/Packung			•
	In Röhrchen befindlicher Abstrichprobennehmer	6433	250/Packung			•
3M™ Letheen-Bouillon	500 g/Flasche	BP0245500	Je 1		•	•
3M™ Dry-Sponge	Trockener Schwamm mit 18-oz-Probenbeutel (532 ml)	BP133ES	100/Packung		•	•
	Trockener Schwamm mit 18-oz-Probenbeutel (511 g) und 2 Handschuhen	BP237SPG	100/Packung		•	•
3M™ Flip-Top Verdünnungsröhrchen	30 ml 2-fach gepuffertes Peptonwasser	TS2XBPW30	60/Packung			•
	90 ml Gepuffertes Peptonwasser	FTBPW9066	60/Packung			•
	90 ml Gepuffertes Peptonwasser ISO	FTBPWISO90	60/Packung		•	•
	90 ml Butterfield-Puffer	FTBFD9066	60/Packung			•
	90 ml Peptonwasser	FTPW9066	60/Packung			•
	90 ml Phosphatpuffer	FTPHB9066	60/Packung			•
	99 ml Butterfield-Puffer	FTBFD9966	60/Packung			•
	99 ml Peptonwasser	FTPW9966	60/Packung			•
3M™ Mini Flip-Top Flaschen	9 ml Butterfield-Puffer	BPPFV9BFD	100/Packung			•
	9 ml Gepuffertes Peptonwasser	BPPFV9BPW	100/Packung			•
	9 ml Letheen-Bouillon	BPPFV9LB	100/Packung			•
	9 ml Verdünnungsmittel mit maximaler Rückgewinnung	BPPFV9MRD	100/Packung			•
	9 ml MRS-Bouillon	BPPFV9MRS	100/Packung			•
3M™ Mini Flip-Top Flaschen	10 ml Gepuffertes Peptonwasser	BPPFV10BPW	100/Packung			•
	10 ml D/E Neutralisierungs-Bouillon	BPPFV10DE	100/Packung			•
	10 ml Letheen-Bouillon	BPPFV10LB	100/Packung			•
	10 ml Neutralisationspuffer	BPPFV10NB	100/Packung			•

Produktname	Beschreibung	Katalognr.	Menge	Allergentests	Nachweis von Pathogenen	Qualitätsindikatortests
3M™ Schnell-anreicherungsbeutel	225 ml Gepuffertes Peptonwasser	QEBPW225	32/Packung		•	
	225 ml Gepuffertes Peptonwasser mit Filter	QEBPW225F	32/Packung		•	
	225 ml Gepuffertes Peptonwasser ISO	QEBPWIS225	32/Packung		•	
	225 ml Gepuffertes Peptonwasser ISO mit Filter	QEBPWI225F	32/Packung		•	
3M™ Schnell-verdünnungsbeutel	99 ml Butterfield-Puffer	QDBFD99	50/Packung			•
	225 ml Butterfield-Puffer	QDBFD225	32/Packung			•
	225 ml Butterfield-Puffer mit Filter	QDBFD225F	32/Packung			•
	450 ml Butterfield-Puffer	QDBFD450	16/Packung			•
3M™ Probenbeutel, bedruckbar	3 × 5 Zoll (7,6 × 12,7 cm) 2 oz (56,8 ml), 2,5 mil (0,064 mm)	BP123S	1.000/Packung	•	•	•
	3 × 7 Zoll (7,6 × 17,8 cm) 4 oz (113,6 ml), 2,5 mil (0,064 mm)	BP114S	1.000/Packung	•	•	•
	4,5 × 9 Zoll (11,4 × 22,9 cm) 18 oz (511 ml), 2,5 mil (0,064 mm)	BP115S	1.000/Packung	•	•	•
	5,5 × 9 Zoll (12,7 × 22,9 cm) 22 oz (625 ml), 3 mil (0,076 mm)	BP127S	1.000/Packung	•	•	•
	7 × 12 Zoll (17,8 × 30,5 cm), 55 oz (1,56 l), 3 mil (0,076 mm)	BP701	1.000/Packung	•	•	•
3M™ Probenbeutel, einfarbig	3 × 7 Zoll (7,6 × 17,8 cm) 4 oz (113,6 ml), 2,5 mil (0,064 mm)	BP111S	1.000/Packung	•	•	•
	4,5 × 7,5 Zoll (11,4 × 17,8 cm), 12 oz (340,9 ml), 2,5 mil (0,064 mm)	BP134S	1.000/Packung	•	•	•
	4,5 × 9 Zoll (11,4 × 22,9 cm) 18 oz (511 ml), 2,5 mil (0,064 mm)	BP112S	1.000/Packung	•	•	•
	4,5 × 12 Zoll (11,4 × 30,5 cm), 27 oz (767 ml), 2,5 mil (0,064 mm)	BP118S	1.000/Packung	•	•	•
	4,5 × 15 Zoll (11,4 × 38,1 cm), 36 oz (1065 ml), 2,5 mil (0,064 mm)	BP119S	1.000/Packung	•	•	•
	5,5 × 9 Zoll (12,7 × 22,9 cm) 22 oz (625 ml), 3 mil (0,076 mm)	BP113S	1.000/Packung	•	•	•
	7 × 12 Zoll (17,8 × 30,5 cm), 50 oz (1,42 l), 3 mil (0,076 mm)	BP121S	1.000/Packung	•	•	•
3M™ Gepuffertes Peptonwasser, ISO	500 g	BPW500	Je 1		•	
	2,5 kg	BPW025	Je 1		•	
	10 kg	BPW010	Je 1		•	
3M™ Gepuffertes Peptonwasser	500 g	BP0115500	Je 1		•	
	2,5 kg	BP0115005	Je 1		•	
3M™ Fraser-Bouillon Basis	2,3 kg	BP0210005	Je 1		•	
3M™ Fraser-Bouillon Basis, modifiziert	500 g	BP0210500	Je 1		•	
3M™ Fraser-Bouillon Zusatz	10 × 10 ml	BP0220010	Je 1		•	
3M™ Demi Fraser-Bouillon Basis	2,3 kg	BP0118005	Je 1		•	
	500 g	BP0118500	Je 1		•	
3M™ <i>Listerien</i> Anreicherungsbouillon	UVM-modifiziert, 500 g	BP0255500	Je 1		•	
3M™ Modifizierte <i>Listerien</i> Rückgewinnungs-Bouillon	500 g	MLRB500	Je 1		•	
	2,3 kg	MLRB005	Je 1		•	
3M™ Modifizierte <i>Listerien</i> Rückgewinnungs-Bouillon Zusatz	1 g	MLRBSUP001	Je 1		•	
3M™ Schnell-anreicherungsbeutel	225 ml Lactose-Bouillon	QELAC225	32/Packung		•	•
	225 ml Tryptische Soja-Bouillon	QETSB225	32/Packung		•	•
3M™ Kulturf flasche	90 ml Tryptische Soja-Bouillon	RBT SB09036	36/Packung		•	•
3M™ Pipettenspitzen	1 ml große Öffnung, Großpackung	6484	1.000/Packung	•	•	•
	1 ml große Öffnung, auf Gestell	6485	960/Packung	•	•	•
	1 ml große Öffnung, auf Gestell, steril	6486	960/Packung	•	•	•
	5 ml große Öffnung, Großpackung	6487	250/Packung	•	•	•
	5 ml große Öffnung, auf Gestell	6488	500/Packung	•	•	•
	5 ml große Öffnung, auf Gestell, steril	6489	500/Packung	•	•	•
3M™ Ausziehbare Stange	Auf 2,44 m (8 Fuß) ausziehbare Stange für 3M™ Sponge-Sticks	XSL008	Je 1		•	•



## Lösungen für Hygieneüberwachung und Management

Beschreibung	Katalognr.	Menge
3M™ Clean-Trace™ LM1 Luminometer mit Software	LM1	Je 1
3M™ Clean-Trace™ ATP Oberflächentest UXL100	UXL100	100/Packung
3M™ Clean-Trace™ Oberflächenprotein (Allergen) ALLTEC60	ALLTEC60	60/Packung
3M™ Clean-Trace™ Wasser – Freies ATP	AQF100	100/Packung
3M™ Clean-Trace™ Wasser Plus – Gesamt ATP	AQT200	100/Packung



## Lösungen für Allergentests

Allergen	Beschreibung	Katalognr.	Menge
Ei	3M™ Eiklar-Protein-ELISA-Kit	E96EGG	96 Streifen/Kit
	3M™ Eiklar-Protein-Schnelltestkit	L25EGG	25 Tests/Kit
Fisch	3M™ Fischprotein-ELISA-Kit	L25FSH	25 Streifen/Kit
	3M™ Fischprotein-Schnelltestkit	E96FSH	25 Tests/Kit
Milch	3M™ Rinder-Casein-Protein-ELISA-Kit	E96CAS	96 Streifen/Kit
	3M™ Vollmilchprotein-ELISA-Kit	E96MLK	96 Streifen/Kit
	3M™ Vollmilchprotein-Schnelltestkit	L25MLK	25 Tests/Kit
Erdnuss	3M™ Erdnuss-Protein-ELISA-Kit	E96PNT	96 Streifen/Kit
	3M™ Erdnuss-Protein-Schnelltestkit	L25PNT	25 Tests/Kit
Samenkörner	3M™ Senf-Protein-ELISA-Kit	E96MUS	96 Streifen/Kit
	3M™ Sesam-Protein-ELISA-Kit	E96SES	96 Streifen/Kit
Sojabohnen	3M™ Soja-Protein-ELISA-Kit	E96SOY	96 Streifen/Kit
	3M™ Soja-Protein-Schnelltestkit	L25SOY	25 Tests/Kit
Weizen	3M™ Gluten-Protein-Schnelltestkit	L25GLU	25 Tests/Kit

Allergen	Beschreibung	Katalognr.	Menge
Nüsse	3M™ Mandel-Protein-ELISA-Kit	E96ALM	96 Streifen/Kit
	3M™ Mandel-Protein-Schnelltestkit	L25ALM	25 Tests/Kit
	3M™ Paranuss-Protein-ELISA-Kit	E96BZL	96 Streifen/Kit
	3M™ Cashew-Protein-ELISA-Kit	E96CHW	96 Streifen/Kit
	3M™ Cashew-Protein-Schnelltestkit	L25CHW	25 Tests/Kit
	3M™ Kokosnuss-Protein-ELISA-Kit	E96COC	96 Streifen/Kit
	3M™ Kokosnuss-Protein-Schnelltestkit	L25COC	25 Tests/Kit
	3M™ Haselnuss-Protein-ELISA-Kit	E96HZL	96 Streifen/Kit
	3M™ Haselnuss-Protein-Schnelltestkit	L25HZL	25 Tests/Kit
	3M™ Macadamia-Protein-ELISA-Kit	E96MAC	96 Streifen/Kit
	3M™ Pekannuss-Protein-ELISA-Kit	E96PEC	96 Streifen/Kit
	3M™ Pekannuss-Protein-Schnelltestkit	L25PEC	25 Tests/Kit
	3M™ Pinienkern-Protein-ELISA-Kit	E96PNE	96 Streifen/Kit
	3M™ Pistazien-Protein-ELISA-Kit	E96PST	96 Streifen/Kit
	3M™ Pistazien-Protein-Schnelltestkit	L25PST	25 Tests/Kit
	3M™ Walnuss-Protein-ELISA-Kit	E96WAL	96 Streifen/Kit
	3M™ Walnuss-Protein-Schnelltestkit	L25WAL	25 Tests/Kit

3M Lebensmittelsicherheitslösungen für Ihr Labor finden Sie unter [3M.com/DairyProducts](https://www.3m.com/DairyProducts).



**3M Deutschland GmbH**  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss

3M Schweiz GmbH  
Eggstr. 93  
8803 Rüschlikon

© 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten. 3M, Petrifilm und Clean-Trace sind Marken von 3M. In Kanada unter Lizenz verwendet. Bitte recyceln. Gedruckt in den Vereinigten Staaten.

Telefon +49 2131 14 3000  
Webseite [3mdeutschland.de/3M/de\\_DE/lebensmittelsicherheit-de](https://3mdeutschland.de/3M/de_DE/lebensmittelsicherheit-de)

Telefon +41 44 724 90 90

70-2011-5159-7