

Lösungen für die komplette Milch- verarbeitung.



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss

Telefon +49 2131 14 3000
Webseite 3mdeutschland.de/3M/de_DE/lebensmittelsicherheit-de

3M Schweiz GmbH
Eggstr. 93
8803 Rüschlikon

Telefon +41 44 724 90 90

© 3M 2019. Alle Rechte vorbehalten. 3M, Clean-Trace und Petrifilm sind Marken von 3M.
In Kanada unter Lizenz verwendet. Bitte recyceln. Gedruckt in den Vereinigten Staaten.

70-2011-5152-2



TOTAL SOLUTIONS

Integrierte Lebensmittelsicherheit in der Milchverarbeitung

1 Rohmilchannahme

- 3M™ Petrifilm™ Aerobe Gesamtkeimzahl oder
- 3M™ Petrifilm™ Rapid Aerobe Gesamtkeimzahl
- 3M™ Petrifilm™ *E. coli*/Coliforme Zählplatten oder
- 3M™ Petrifilm™ Rapid *E. coli*/Coliforme Zählplatten
- 3M™ Petrifilm™ Zählplatten für Enterobakterien
- 3M™ Petrifilm™ Staph Express Zählplatten
- 3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – *E. coli* O157 (Inkl. H7)
- 3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – Salmonellen
- 3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – Listerien
- 3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – *Listeria monocytogenes*

- 3M™ Clean-Trace™ ATP Oberflächentest UXL100
- 3M™ Clean-Trace™ Wasser – Abstrichtupfer für Test auf freies ATP
- 3M™ Clean-Trace™ Wasser Plus – Abstrichtupfer für Gesamt-ATP-Test
- 3M™ Vollmilchprotein-Schnelltestkit
- 3M™ Eiklar-Protein-Schnelltestkit
- 3M™ Kokosnuss-Protein-Schnelltestkit
- 3M™ Mandel-Protein-Schnelltestkit
- 3M™ Soja-Protein-Schnelltestkit
- 3M™ Flip-Top Verdünnungsröhrchen
- 3M™ Tupfer

2 Verpackung und Lagerung/QA-Test des Endprodukts

- 3M™ Petrifilm™ Aerobe Gesamtkeimzahl oder
- 3M™ Petrifilm™ Rapid Aerobe Gesamtkeimzahl
- 3M™ Petrifilm™ *E. coli*/Coliforme Zählplatten oder
- 3M™ Petrifilm™ Rapid *E. coli*/Coliforme Zählplatten
- 3M™ Petrifilm™ Zählplatten für Enterobakterien
- 3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – *Listeria monocytogenes*
- 3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – Salmonellen
- 3M™ Clean-Trace™ ATP Oberflächentest UXL100
- 3M™ Clean-Trace™ Wasser – Abstrichtupfer für Test auf freies ATP
- 3M™ Clean-Trace™ Wasser Plus – Abstrichtupfer für Gesamt-ATP-Test
- 3M™ Clean-Trace™ Oberflächenprotein (Allergen) ALLTEC60
- 3M™ Vollmilchprotein-Schnelltestkit
- 3M™ Rinder-Casein-Protein-ELISA-Kit
- 3M™ Vollmilchprotein-ELISA-Kit

- 3M™ Eiklar-Protein-Schnelltestkit
- 3M™ Eiklar-Protein-ELISA-Kit
- 3M™ Kokosnuss-Protein-Schnelltestkit
- 3M™ Kokosnuss-Protein-ELISA-Kit
- 3M™ Mandel-Protein-Schnelltestkit
- 3M™ Mandel-Protein-ELISA-Kit
- 3M™ Soja-Protein-Schnelltestkit
- 3M™ Soja-Protein-ELISA-Kit
- 3M™ Flip-Top Verdünnungsröhrchen
- 3M™ Schwämme
- 3M™ Tupfer
- 3M™ Medien
- 3M™ Gepuffertes Peptonwasser, ISO
- 3M™ Demi Fraser-Bouillon Basis
- 3M™ Fraser-Bouillon Basis

Umgebungsüberwachung (gesamter Prozess)

- 3M™ Petrifilm™ Plattenleser
- 3M™ Petrifilm™ Aerobe Gesamtkeimzahl oder
- 3M™ Petrifilm™ Rapid Aerobe Gesamtkeimzahl
- 3M™ Petrifilm™ *E. coli*/coliforme Zählplatten
- 3M™ Petrifilm™ Zählplatten für Enterobakterien
- 3M™ Petrifilm™ Platte für Umgebungs-Listerien
- 3M™ Petrifilm™ Zählplatten für Milchsäurebakterien
- 3M™ Petrifilm™ Staph Express Zählplatten
- 3M™ Petrifilm™ Hefe- und Schimmelpilz-Zählplatten oder
- 3M™ Petrifilm™ Rapid Hefe- und Schimmelpilz-Zählplatten
- 3M™ Molekulares Detektionssystem
- 3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – *Listeria monocytogenes*
- 3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – Listerien
- 3M™ Molekulare Detektion Assay 2 – Salmonellen
- 3M™ Clean-Trace™ Hygienemonitoring- und Managementsystem
- 3M™ Clean-Trace™ ATP Oberflächentest UXL100

- 3M™ Clean-Trace™ Wasser – Abstrichtupfer für Test auf freies ATP
- 3M™ Clean-Trace™ Wasser Plus – Abstrichtupfer für Gesamt-ATP-Test
- 3M™ Clean-Trace™ Oberflächenprotein (Allergen) ALLTEC60
- 3M™ Vollmilchprotein-Schnelltestkit
- 3M™ Eiklar-Protein-Schnelltestkit
- 3M™ Kokosnuss-Protein-Schnelltestkit
- 3M™ Mandel-Protein-Schnelltestkit
- 3M™ Soja-Protein-Schnelltestkit
- 3M™ Flip-Top Verdünnungsröhrchen
- 3M™ Schwämme
- 3M™ Tupfer
- 3M™ Probenbeutel
- 3M™ Schnellanreicherungsbeutel
- 3M™ Medien
- 3M™ Gepuffertes Peptonwasser, ISO
- 3M™ Demi Fraser-Bouillon Basis

Lösungen für Milchprodukte finden Sie unter 3M.com/DairyProducts.

