



TOTAL SOLUTIONS

Sicurezza alimentare integrata per la lavorazione
dei prodotti lattiero-caseari

Prodotti 3M Food Safety per i prodotti lattiero-caseari

Trova le soluzioni 3M Food Safety per il tuo
laboratorio all'indirizzo 3M.com/DairyProducts.



Soluzioni per l'analisi per agenti patogeni



Soluzioni per test indicatori di qualità



Descrizione	N. catalogo	Quantità
Sistema di rilevazione molecolare 3M™		
3M™ Sistema di rilevazione molecolare	MDS100	1 per confezione
Analisi molecolare di seconda generazione 3M™ - <i>Cronobacter</i>	MDA2CRO96	96 test/kit
Analisi molecolare di seconda generazione 3M™ - <i>Salmonella</i>	MDA2SAL96	96 test/kit
Analisi molecolare di seconda generazione 3M™ - <i>E. coli</i> O157 (incluso H7)	MDA2ECO96	96 test/kit
Analisi molecolare di seconda generazione 3M™ - <i>Listeria monocytogenes</i>	MDA2LMO96	96 test/kit
Analisi molecolare di seconda generazione 3M™ - <i>Listeria</i>	MDA2LIS96	96 test/kit
Controllo matrice per il sistema di rilevazione molecolare 3M™	MDMC96	96 test/kit
3M™ Accessori per il sistema di rilevazione molecolare		
3M™ Blocco di riscaldamento per il sistema di rilevazione molecolare	MDSHBIN	1 per confezione
3M™ Vassoio di caricamento rapido per rilevazione molecolare	MDSSLT	1 per confezione
3M™ Blocco di raffreddamento per rilevazione molecolare	MDSCBIN	1 per confezione
3M™ Vassoio per blocco di raffreddamento per rilevazione molecolare	MDSCBT	1 per confezione
3M™ Strumento per apertura/chiusura dei tubi - Lisi per il sistema di rilevazione molecolare	MDSCDL	1 per confezione
3M™ Strumento per apertura/chiusura dei tubi - reagente per il sistema di rilevazione molecolare	MDSCDR	1 per confezione
3M™ Sistema di rilevazione molecolare: contratto di assistenza esteso (2 anni)	MDSSERV	1 per confezione

Descrizione	N. catalogo	Quantità
3M™ Lettore di piastre Petrifilm™	6499	1 per confezione
3M™ Piastra Petrifilm™ per il conteggio aerobico	6400	100 piastre/confezione
	6406	1.000 piastre/confezione
3M™ Piastra Petrifilm™ per il conteggio di <i>Enterobacteriaceae</i>	6420	50 piastre/confezione
	6421	1.000 piastre/confezione
3M™ Piastra Petrifilm per il conteggio di <i>E. coli</i> /Coliformi	6404	50 piastre/confezione
	6414	500 piastre/confezione
3M™ Piastra Petrifilm™ per <i>Listeria</i> ambientale	6447	50 piastre/confezione
	6448	200 piastre/confezione
3M™ Piastra Petrifilm™ per il conteggio ad alta sensibilità di Coliformi	6405	50 piastre/confezione
	6415	500 piastre/confezione
3M™ Piastra Petrifilm™ per il conteggio dei batteri lattici	6461	50 piastre/confezione
	6462	500 piastre/confezione
3M™ Piastra Petrifilm™ per il conteggio aerobico rapido	6478	50 piastre/confezione
	6479	500 piastre/confezione
3M™ Piastra Petrifilm™ per il conteggio rapido di <i>E. coli</i> /Coliformi	6436	50 piastre/confezione
	6437	500 piastre/confezione
3M™ Piastra Petrifilm™ per il conteggio rapido di lieviti e muffe	6475	50 piastre/confezione
	6477	500 piastre/confezione
3M™ Piastra Petrifilm™ Staph Express per il conteggio di Stafilococchi	6490	50 piastre/confezione
	6491	500 piastre/confezione
3M™ Disco Petrifilm™ Staph Express	6492	20 dischi/scatola
	6493	100 dischi/scatola
3M™ Piastra Petrifilm™ per il conteggio di lieviti e muffe	6407	100 piastre/confezione
	6417	1.000 piastre/confezione
3M™ Diffusore™ Petrifilm (EL)	6425	2 per confezione
3M™ Petrifilm™ Spatola ad alta sensibilità (HSCC)	6481	2 per confezione
3M™ Petrifilm™ Spatola quadrata larga (LAB, RAC, RYM, SALX, STX)	6498	2 per confezione



Prelievo, preparazione e lavorazione di campioni

Nome prodotto	Descrizione	N. catalogo	Quantità	Test per allergeni	Analisi per agenti patogeni	Test di indicazione della qualità
3M™ Spugna con supporto	Senza supporti	SSL100	100/confezione		•	•
	Acqua peptonata tamponata da 10 ml	SSL10BPW	100/confezione		•	•
	Brodo DE da 10 ml	SSL10DE	100/confezione		•	•
	Brodo Letheen da 10 ml	SSL10LET	100/confezione		•	•
	Brodo Letheen da 10 ml, con 2 guanti	SSL10LETG	100/confezione		•	•
	Soluzione buffer neutralizzante da 10 ml	SSL10NB	100/confezione		•	•
	Soluzione buffer neutralizzante da 10 ml, con 2 guanti	SSL10NBG	100/confezione		•	•
3M™ Spugna idratata	Acqua peptonata tamponata da 10 ml	HS10BPW	100/confezione		•	•
	Acqua peptonata tamponata da 10 ml, con 2 guanti	HS10BPW2G	100/confezione		•	•
	Brodo DE da 10 ml, con 2 guanti	HS10DE2G	100/confezione		•	•
	Brodo Letheen da 10 ml	HS10LET	100/confezione		•	•
	Brodo Letheen da 10 ml, con 2 guanti	HS10LET2G	100/confezione		•	•
	Soluzione buffer neutralizzante da 10 ml	HS10NB	100/confezione		•	•
	Soluzione buffer neutralizzante da 10 ml, con 2 guanti	HS10NB2G	100/confezione		•	•
3M™ Tampone	Soluzione buffer neutralizzante da 10 ml, con sacchetto da 680 gr. con 2 guanti	HS2410NB2G	100/confezione		•	•
	Brodo Letheen da 1 ml	RS9601LET	100/confezione			•
	Brodo Letheen da 4 ml	RS9604LET	100/confezione		•	•
	Soluzione buffer neutralizzante da 4 ml	RS9604NB	100/confezione		•	•
	Brodo Letheen da 5 ml	RS9605LET	100/confezione		•	•
	Acqua peptonata tamponata da 10 ml	RS96010BPW	100/confezione		•	•
	Brodo neutralizzante D/E da 10 ml	RS96010DE	100/confezione		•	•
	Brodo Letheen da 10 ml	RS96010LET	100/confezione		•	•
Soluzione buffer neutralizzante da 10 ml	RS96010NB	100/confezione		•	•	
3M™ Enviro Swab	Tampone pre-inumidito in provetta ri-sigillabile	ENVSWB100	100/confezione		•	
3M™ Tampone Quick Swab	Tampone per campionamento compatto	6432	50/scatola			•
	Tampone per campionamento compatto	6433	250/confezione			•
3M™ Brodo Letheen	500 gr./bottiglia	BP0245500	1 per confezione		•	•
3M™ Spugna secca	Spugna secca con busta per campioni da 0,53 L	BP133ES	100/confezione		•	•
	Spugna secca con busta per campioni da 0,53 L e 2 guanti	BP237SPG	100/confezione		•	•
3M™ Flaconi per diluizione Flip-Top	Acqua peptonata tamponata 2X da 30 ml	TS2XBPW30	60/confezione			•
	Acqua peptonata tamponata da 90 ml	FTBPW9066	60/confezione			•
	Acqua peptonata tamponata ISO da 90 ml	FTBPWISO90	60/confezione		•	•
	Soluzione tampone Butterfield da 90 ml	FTBFD9066	60/confezione			•
	Acqua peptonata da 90 ml	FTPW9066	60/confezione			•
	Tampone fosfato da 90 ml	FTPHB9066	60/confezione			•
	Soluzione tampone Butterfield da 99 ml	FTBFD9966	60/confezione			•
	Acqua peptonata da 99 ml	FTPW9966	60/confezione			•
Tampone fosfato da 99 ml	FTPHB9966	60/confezione			•	
3M™ Mini fiale Mini Flip-Top	Soluzione tampone Butterfield da 9 ml	BPPFV9BFD	100/confezione			•
	Acqua peptonata tamponata da 9 ml	BPPFV9BPW	100/confezione			•
	Brodo Letheen da 9 ml	BPPFV9LB	100/confezione			•
	Diluyente massimo recupero (MRD) da 9 ml	BPPFV9MRD	100/confezione			•
	Brodo MRS da 9 ml	BPPFV9MRS	100/confezione			•
3M™ Mini fiale Mini Flip-Top	Acqua peptonata tamponata da 10 ml	BPPFV10BPW	100/confezione			•
	Brodo neutralizzante D/E da 10 ml	BPPFV10DE	100/confezione			•
	Brodo Letheen da 10 ml	BPPFV10LB	100/confezione			•
	Soluzione buffer neutralizzante da 10 ml	BPPFV10NB	100/confezione			•

Nome prodotto	Descrizione	N. catalogo	Quantità	Test per allergeni	Analisi per agenti patogeni	Test di indicazione della qualità
3M™ Sacca di arricchimento rapida	Acqua peptonata tamponata da 225 ml	QEBPW225	32/confezione		•	
	Acqua peptonata tamponata da 225 ml, con filtro	QEBPW225F	32/confezione		•	
	Brodo di acqua peptonata tamponata ISO da 225 ml	QEBPWIS225	32/confezione		•	
	Acqua peptonata tamponata ISO da 225 ml, con filtro	QEBPWI225F	32/confezione		•	
3M™ Sacca di diluizione rapida	Soluzione tampone Butterfield da 99 ml	QDBFD99	50/confezione			•
	Soluzione tampone Butterfield da 225 ml	QDBFD225	32/confezione			•
	Soluzione tampone Butterfield da 225 ml, con filtro	QDBFD225F	32/confezione			•
	Soluzione tampone Butterfield da 450 ml	QDBFD450	16/confezione			•
3M™ Buste per campione, stampabili	7 × 12 cm, 56 gr., 2,5 mil	BP123S	1.000/confezione	•	•	•
	7 × 17 cm, 113 gr., 2,5 mil	BP114S	1.000/confezione	•	•	•
	11 × 22 cm, 510 gr., 2,5 mil	BP115S	1.000/confezione	•	•	•
	14 × 22 cm, 623 gr., 3 mil	BP127S	1.000/confezione	•	•	•
	17 × 30 cm, 1,5 kg, 3 mil	BP701	1.000/confezione	•	•	•
3M™ Buste per campione, semplici	7 × 17 cm, 113 gr., 2,5 mil	BP111S	1.000/confezione	•	•	•
	11 × 19, 340 gr., 2,5 mil	BP134S	1.000/confezione	•	•	•
	11 × 22 cm, 510 gr., 2,5 mil	BP112S	1.000/confezione	•	•	•
	11 × 30 cm, 765 gr., 2,5 mil	BP118S	1.000/confezione	•	•	•
	11 × 38 cm, 1 kg, 2,5 mil	BP119S	1.000/confezione	•	•	•
	14 × 22 cm, 623 gr., 3 mil	BP113S	1.000/confezione	•	•	•
	17 × 30 cm, 1,4 kg, 3 mil	BP121S	1.000/confezione	•	•	•
3M™ Acqua peptonata tamponata, ISO	500 gr.	BPW500	1 per confezione		•	
	2,5 kg	BPW025	1 per confezione		•	
	10 kg	BPW010	1 per confezione		•	
3M™ Brodo di acqua peptonata tamponata	500 gr.	BP0115500	1 per confezione		•	
	2,5 kg	BP0115005	1 per confezione		•	
3M™ Base per brodo Fraser	2,3 kg	BP0210005	1 per confezione		•	
Base per brodo Fraser, modificata 3M™	500 gr.	BP0210500	1 per confezione		•	
Supplemento per brodo Fraser 3M™	10 × 10 ml	BP0220010	1 per confezione		•	
3M™ Base per brodo Demi Fraser	2,3 kg	BP0118005	1 per confezione		•	
	500 gr.	BP0118500	1 per confezione		•	
3M™ Brodo di arricchimento per Listeria	UVM modificato, 500 gr.	BP0255500	1 per confezione		•	
3M™ Modified Listeria Recovery Broth	500 gr.	MLRB500	1 per confezione		•	
	2,3 kg	MLRB005	1 per confezione		•	
3M™ Modified Listeria Recovery Broth Supplement	1 gr.	MLRBSUP001	1 per confezione		•	
3M™ Sacca di arricchimento rapida	Brodo lattosio da 225 ml	QELAC225	32/confezione		•	•
	Brodo di soia triptico 225 ml	QETSB225	32/confezione		•	•
3M™ Bottiglia di coltura	Brodo di soia triptico 90 ml	RBTSB09036	36/confezione		•	•
3M™ Punte per pipettrici	Da 1 ml, con diametro interno ampio e sfuse	6484	1.000/confezione	•	•	•
	Da 1 ml, con diametro interno ampio e su rack	6485	960/confezione	•	•	•
	Da 1 ml, con diametro interno ampio e su rack, sterile	6486	960/confezione	•	•	•
	Da 5 ml, con diametro interno ampio e sfuse	6487	250/confezione	•	•	•
	Da 5 ml, con diametro interno ampio e su rack	6488	500/confezione	•	•	•
	Da 5 ml, con diametro interno ampio e su rack, sterile	6489	500/confezione	•	•	•
3M™ Asta estensibile	Palo telescopico da 2,4 m da utilizzare con le spugne con supporto 3M™	XSL008	1 per confezione		•	•



Soluzioni di monitoraggio e gestione dell'igiene

Descrizione	N. catalogo	Quantità
Luminometro 3M™ Clean-Trace™ LM1 con software	LM1	1 per confezione
3M™ Clean-Trace™ Test ATP delle superfici UXL100	UXL100	100/confezione
3M™ Clean-Trace™ Surface Protein (allergene) ALLTEC60	ALLTEC60	60/confezione
3M™ Clean-Trace™ Water -Test ATP libero	AQF100	100/confezione
3M™ Clean-Trace™ Water Plus - Test ATP totale	AQT200	100/confezione



Soluzioni per l'analisi di allergeni

Allergene	Descrizione	N. catalogo	Quantità
Uova	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine dell'albume	E96EGG	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit rapido per la rilevazione di proteine dell'albume	L25EGG	25 test/1 kit
Pesce	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di pesce	L25FSH	25 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit rapido per la rilevazione delle proteine di pesce	E96FSH	25 test/1 kit
Latte	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine caseina bovina	E96CAS	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine totali di latte bovino	E96MLK	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit rapido per le proteine totali del latte bovino	L25MLK	25 test/1 kit
Arachidi	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di arachide	E96PNT	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit rapido per la rilevazione delle proteine di arachide	L25PNT	25 test/1 kit
Semi	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di senape	E96MUS	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di sesamo	E96SES	96 pozzetti/1 kit
Soia	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di soia	E96SOY	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit rapido per la rilevazione delle proteine di soia	L25SOY	25 test/1 kit
Fruento	3M™ Kit rapido per la rilevazione delle proteine di glutine	L25GLU	25 test/1 kit

Allergene	Descrizione	N. catalogo	Quantità
Noci	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di mandorla	E96ALM	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit rapido per la rilevazione delle proteine di mandorla	L25ALM	25 test/1 kit
	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di noce del Brasile	E96BZL	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di anacardio	E96CHW	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit rapido per la rilevazione delle proteine di anacardio	L25CHW	25 test/1 kit
	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di noce di cocco	E96COC	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit rapido per la rilevazione delle proteine di cocco	L25COC	25 test/1 kit
	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di nocciola	E96HZL	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit rapido per la rilevazione delle proteine di nocciola	L25HZL	25 test/1 kit
	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di macadamia	E96MAC	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di noce pecan	E96PEC	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit rapido per la rilevazione delle proteine di noce pecan	L25PEC	25 test/1 kit
	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di pinolo	E96PNE	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di pistacchio	E96PST	96 pozzetti/1 kit
	3M™ Kit rapido per la rilevazione delle proteine di pistacchio	L25PST	25 test/1 kit
	3M™ Kit ELISA per la rilevazione delle proteine di noce	E96WAL	96 pozzetti/1 kit
3M™ Kit rapido per la rilevazione delle proteine di noce	L25WAL	25 test/1 kit	

Trova le soluzioni 3M Food Safety per il tuo laboratorio all'indirizzo [3M.com/DairyProducts](https://www.3m.com/DairyProducts).



3M Food Safety

3M Center, Building 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000 U.S.A.

Telefono 1-800-328-6553
Sito web [3M.com/foodsafety](https://www.3m.com/foodsafety)

3M Canada
Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1 Canada

Telefono 1-800-364-3577

© 3M 2020. Tutti i diritti riservati. 3M, Petrifilm e Clean-Trace sono marchi di 3M. Marchio utilizzato su licenza in Canada. Si prega di riciclare. Stampato negli Stati Uniti.

70-2011-5159-7