



토털 솔루션
육가공 통합 식품 안전

육가공용 3M 식품 안전 제품



실험실을 위한 3M 식품 안전 솔루션을
3M.com/MeatTestingProducts에서 찾아보십시오.

코어 솔루션



식중독균 검사 솔루션

설명	카탈로그 #	수량	
3M™ Molecular Detection System			
코어 솔루션	3M™ Molecular Detection Assay 2 - 대장균 O157(H7 포함)	MDA2ECO96	96 검사/키트
	3M™ Molecular Detection Assay 2 - 리스테리아	MDA2LIS96	96 검사/키트
	3M™ Molecular Detection Assay 2 - 리스테리아 모노사이토제네스	MDA2LMO96	96 검사/키트
	3M™ Molecular Detection Assay 2 - 살모넬라	MDA2SAL96	96 검사/키트
	3M™ Molecular Detection Assay 2 - STEC (stx)	MDA2STX96	96 검사/키트
	3M™ Molecular Detection Assay 2 - EHEC (stx 및 eae)	MDA2STXEAE48	48 검사/키트



품질 지표세균 검사 솔루션

설명	카탈로그 #	수량	
3M™ Petrifilm™ 플레이트			
코어 솔루션	3M™ Petrifilm™ 일반 세균 카운트 플레이트	6400	100 플레이트/상자
		6406	1,000 플레이트/케이스
	3M™ Petrifilm™ 대장균/대장균군 카운트 플레이트	6414	500 플레이트/케이스
		6404	50 플레이트/상자
	3M™ Petrifilm™ 장내 세균 카운트 플레이트	6420	50 플레이트/상자
		6421	1,000 플레이트/케이스
	3M™ Petrifilm™ 유산균 카운트 플레이트	6461	50 플레이트/상자
		6462	500 플레이트/케이스
	3M™ Petrifilm™ 속성 일반 세균 카운트 플레이트	6478	50 플레이트/상자
		6479	500 플레이트/케이스
3M™ Petrifilm™ 속성 대장균/대장균군 카운트 플레이트	6436	50 플레이트/상자	
	6437	500 플레이트/케이스	



위생 모니터링 및 관리 솔루션

설명	카탈로그 #	수량	
코어 솔루션	3M™ Clean-Trace™ 위생 모니터링 및 관리 시스템	LM1	각 1개
	3M™ Clean-Trace™ 표면 검사용 ATP 테스트 스왑	UXL100	100/케이스



식중독균 검사 솔루션

설명	카탈로그 #	수량
3M™ Molecular Detection System		
3M™ Molecular Detection Assay 2 - 대장균 O157(H7 포함)	MDA2ECO96	96 검사/키트
	MDA2LIS96	96 검사/키트
	MDA2LMO96	96 검사/키트
	MDA2SAL96	96 검사/키트
	MDA2STX96	96 검사/키트
	MDA2STXEAE48	48 검사/키트
	MDS100	각 1개
MDA2CAM96	96 검사/키트	
CE250	각 1개	
MDMC96	96 검사/키트	
MDSCBIN	각 1개	
MDSCDL	각 1개	
MDSCDR	각 1개	
MDSHBIN	각 1개	
MDSSTLT	각 1개	
3M™ Petrifilm™ 살모넬라 신속 검사 시스템		
3M™ Petrifilm™ 살모넬라 신속 검사 플레이트	6536	50 플레이트/상자
	6537	200 플레이트/케이스
3M™ Petrifilm™ 살모넬라 신속 검사 확정 디스크	6538	5 디스크/상자
	6539	25 디스크/케이스
SEB500	각 1개	
SEB025	각 1개	
SESUP001	각 1개	



위생 모니터링 및 관리 솔루션

설명	카탈로그 #	수량
3M™ Clean-Trace™ 위생 모니터링 및 관리 시스템		
3M™ Clean-Trace™ 위생 모니터링 및 관리 시스템	LM1	각 1개
	UXL100	100/케이스
ALLTEC60	60/케이스	
AQF100	100/케이스	



품질 지표세균 검사 솔루션

설명	카탈로그 #	수량
3M™ Petrifilm™ 플레이트		
3M™ Petrifilm™ 일반 세균 카운트 플레이트	6400	100 플레이트/상자
	6406	1,000 플레이트/케이스
3M™ Petrifilm™ 대장균/대장균군 카운트 플레이트	6414	500 플레이트/케이스
	6404	50 플레이트/상자
3M™ Petrifilm™ 장내 세균 카운트 플레이트	6420	50 플레이트/상자
	6421	1,000 플레이트/케이스
3M™ Petrifilm™ 유산균 카운트 플레이트	6461	50 플레이트/상자
	6462	500 플레이트/케이스
3M™ Petrifilm™ 속성 일반 세균 카운트 플레이트	6478	50 플레이트/상자
	6479	500 플레이트/케이스
3M™ Petrifilm™ 속성 대장균/대장균군 카운트 플레이트	6436	50 플레이트/상자
	6437	500 플레이트/케이스
3M™ Petrifilm™ 환경 리스테리아 플레이트	6447	50 플레이트/상자
	6448	200 플레이트/케이스
3M™ Petrifilm™ 환경 리스테리아 플레이트 누름판	6498	2 누름판/상자
3M™ Petrifilm™ 속성 효모 및 곰팡이 카운트 플레이트	6475	50 플레이트/상자
	6477	500 플레이트/케이스
3M™ Petrifilm™ 속성 효모 및 곰팡이 플레이트 누름판	6425	2 누름판/상자
	6490	50 플레이트/상자
3M™ Petrifilm™ 황색포도상구균 신속 검사 카운트 플레이트	6491	500 플레이트/케이스
	6492	20 디스크/상자
3M™ Petrifilm™ 황색포도상구균 신속 검사 디스크	6493	100 디스크/케이스
	6407	100 플레이트/상자
3M™ Petrifilm™ 효모 및 곰팡이 카운트 플레이트	6417	1,000 플레이트/케이스
	6499	각 1개



시료 채취, 준비 및 처리

제품명	설명	카탈로그 #	수량	알러젠 검사	식중독균 검사	품질 지표세균 테스트
3M™ Buffered Peptone Water Broth	2.5kg	BP0115005	각 1개		•	
	500g	BP0115500	각 1개		•	
3M™ Buffered Peptone Water Broth ISO	2.5kg	BPW025	각 1개		•	
	500g	BPW500	각 1개		•	
3M™ Demi Fraser Broth Base	2.5kg	BP0118005	각 1개		•	
	500g	BP0118500	각 1개		•	
3M™ 건식 스펀지	건식 스펀지(18oz 백 포함)	BP133ES	100/케이스		•	•
	건식 스펀지(18oz 백 및 장갑 2개 포함)	BP237SPG	100/케이스		•	•
3M™ 퀵 증균 파우치	225mL Buffered Peptone Water Broth ISO	QEBPWIS225	32/케이스		•	
	225mL Buffered Peptone Water Broth ISO(필터 포함)	QEBPWI225F	32/케이스		•	
	225mL Buffered Peptone Water Broth	QEBPW225	32/케이스		•	
	225mL Buffered Peptone Water Broth(필터 포함)	QEBPW225F	32/케이스		•	
	225mL Lactose Broth	QELAC225	32/케이스		•	
	225mL Tryptic Soy Broth	QETSB225	32/케이스		•	
3M™ Enviro 스왑	5mL 미리 적신 스왑	ENVSWB100	100/케이스		•	•
3M™ 연장 가능한 장대	스펀지 스틱과 함께 사용하는 연장 가능한 장대, 8ft.	XSL008	각 1개		•	•
3M™ Flip-Top 희석 용기	90mL Buffered Peptone Water Broth	FTBPW9060	60/케이스			•
	90mL Buffered Peptone Water Broth ISO	FTBPWI9060	60/케이스		•	•
	90mL Peptone Water Broth	FTPW9060	60/케이스			•
	90mL Phosphate Buffer	FTPHB9060	60/케이스			•
	90mL Butterfield's Buffer	FTBFD9060	60/케이스			•
	99mL Peptone Water Broth	FTPW9960	60/케이스			•
	99mL Phosphate Buffer	FTPHB9960	60/케이스			•
	99mL Butterfield's Buffer	FTBFD9960	60/케이스			•
3M™ Fraser Broth Base	2.5kg	BP0210005	4/케이스		•	
3M™ Fraser Broth Base(Modified)	500g	BP0210500	각 1개		•	
3M™ Fraser Broth 서플먼트	10mL, 케이스당 10	BP0220010	10/케이스		•	
3M™ 장갑	청색	GL100	100켄레/케이스	•	•	•
3M™ 습식 스펀지	10mL Buffered Peptone Water Broth	HS10BPW	100/케이스		•	•
	10mL Buffered Peptone Water Broth(장갑 포함)	HS10BPW2G	100/케이스		•	•
	10mL D/E 중화 버퍼(장갑 포함)	HS10DE2G	100/케이스		•	•
	10mL Lethen Broth	HS10LET	100/케이스		•	•
	10mL Lethen Broth(장갑 포함)	HS10LET2G	100/케이스		•	•
	10mL Neutralizing 버퍼	HS10NB	100/케이스		•	•
	10mL Neutralizing 버퍼(장갑 포함)	HS10NB2G	100/케이스		•	•
	10mL Neutralizing 버퍼(24oz 백 및 장갑 포함)	HS2410NB2G	100/케이스		•	•
3M™ Lactose Broth	500g	BP0235500	각 1개		•	
3M™ 미니 Flip-Top 바이알	10mL Buffered Peptone Water Broth	BPPFV10BPW	100/케이스			•
	10mL D/E Neutralizing Broth	BPPFV10DE	100/케이스			•
	10mL Lethen Broth	BPPFV10LB	100/케이스			•
	10mL Neutralizing 버퍼	BPPFV10NB	100/케이스			•
	9mL Buffered Peptone Water Broth	BPPFV9BPW	100/케이스			•
	9mL Butterfield's Buffer	BPPFV9BFD	100/케이스			•
	9mL Lethen Broth	BPPFV9LB	100/케이스			•
3M™ 플레인 샘플백	12×18in, 228oz, 4mil	BP41218	250/케이스	•	•	•
	12×12in, 102oz, 4mil	BP41212	250/케이스	•	•	•
	10×15in, 135oz, 4mil	BP1015LP	1,000/케이스	•	•	•
	5.5×15in, 50oz, 3mil	BP121S	1,000/케이스	•	•	•
	5.5×9in, 22oz, 3mil	BP113S	1,000/케이스	•	•	•



시료 채취, 준비 및 처리

제품명	설명	카탈로그 #	수량	알러젠 검사	식중독균 검사	품질 지표세균 테스트
3M™ 플레인 샘플백	4.5×15in, 36oz, 2.5mil	BP119S	1,000/케이스	•	•	•
	4.5×12in, 27oz, 2.5mil	BP118S	1,000/케이스	•	•	•
	4.5×9in, 15oz, 2.5mil	BP112S	1,000/케이스	•	•	•
	4.5×7.5in, 12oz, 2.5mil	BP134S	1,000/케이스	•	•	•
3M™ 인쇄용 샘플백	10×15in, 135oz, 4mil	BP1015	1,000/케이스	•	•	•
	7×12in, 55oz, 3mil	BP701	1,000/케이스	•	•	•
	5.5×9in, 22oz, 3mil	BP127S	1,000/케이스	•	•	•
	4.5×9in, 15oz, 2.5mil	BP115S	1,000/케이스	•	•	•
3M™ Rappaport-Vassilidias R10 Broth	500g	BP0288500	각 1개		•	
3M™ 스펀지 스틱	건식 스펀지(30oz 백)	SSL100	100/케이스		•	•
	10mL Buffered Peptone Water Broth, 6×11in	SSL10BPW	100/케이스		•	•
	10mL D/E Neutralizing Broth	SSL10DE	100/케이스		•	•
	10mL Lethen Broth	SSL10LET	100/케이스		•	•
	10mL Lethen Broth(장갑 포함)	SSL10LET2G	100/케이스		•	•
	10mL Neutralizing 버퍼	SSL10NB	100/케이스		•	•
	10mL Neutralizing 버퍼(장갑 포함)	SSL10NB2G	100/케이스		•	•
3M™ USDA 우육 Screw-top 용기	25mL Buffered Peptone Water Broth	USDA25BPW	100/케이스			•
	25mL Butterfield's Buffer	USDA25BFD	100/케이스			•
3M™ USDA 우육 템플릿	100sq cm	USDA100	100/케이스			•
3M™ USDA 우육/돈육 키트	25mL Butterfield's Buffer	USDAKIT025	15/케이스			•
3M™ USDA 가금류 템플릿	50sq cm	USDA050	100/케이스			•



알러젠 검사 솔루션

알러젠	설명	카탈로그 #	수량
계란	3M™ 난백 단백질 ELISA 키트	E96EGG	96 웰/1 키트
	3M™ 난백 단백질 속성 키트	L25EGG	25검사/1키트
어류	3M™ 갑각류 단백질 ELISA 키트	E96CRU	96 웰/1 키트
	3M™ 생선 단백질 ELISA 키트	E96FSH	96 웰/1 키트
	3M™ 연체동물 단백질 ELISA 키트	E96MOL	96 웰/1 키트
	3M™ 생선 단백질 속성 키트	L25FSH	25검사/1키트
우유	3M™ 우유 카제인 단백질 ELISA 키트	E96CAS	96 웰/1 키트
	3M™ 우유 단백질 ELISA 키트	E96MLK	96 웰/1 키트
	3M™ 우유 단백질 속성 키트	L25MLK	25검사/1키트
땅콩	3M™ 땅콩 단백질 ELISA 키트	E96PNT	96 웰/1 키트
	3M™ 땅콩 단백질 속성 키트	L25PNT	25검사/1키트
종자	3M™ 겨자 단백질 ELISA 키트	E96MUS	96 웰/1 키트
	3M™ 참깨 단백질 ELISA 키트	E96SES	96 웰/1 키트
콩	3M™ 콩 단백질 ELISA 키트	E96SOY	96 웰/1 키트
	3M™ 콩 단백질 속성 키트	L25SOY	25검사/1키트
견과류	3M™ 아몬드 단백질 ELISA 키트	E96ALM	96 웰/1 키트
	3M™ 브라질 너트 단백질 ELISA 키트	E96BZL	96 웰/1 키트

알러젠	설명	카탈로그 #	수량
견과류	3M™ 캐슈 단백질 ELISA 키트	E96CHW	96 웰/1 키트
	3M™ 코코넛 단백질 ELISA 키트	E96COC	96 웰/1 키트
	3M™ 헤이즐넛 단백질 ELISA 키트	E96HZL	96 웰/1 키트
	3M™ 마카다미아 단백질 ELISA 키트	E96MAC	96 웰/1 키트
	3M™ 피칸 단백질 ELISA 키트	E96PEC	96 웰/1 키트
	3M™ 잣 단백질 ELISA 키트	E96PNE	96 웰/1 키트
	3M™ 피스타치오 단백질 ELISA 키트	E96PST	96 웰/1 키트
	3M™ 호두 단백질 ELISA 키트	E96WAL	96 웰/1 키트
	3M™ 아몬드 단백질 속성 키트	L25ALM	25검사/1키트
	3M™ 캐슈 단백질 속성 키트	L25CHW	25검사/1키트
	3M™ 코코넛 단백질 속성 키트	L25COC	25검사/1키트
	3M™ 헤이즐넛 단백질 속성 키트	L25HZL	25검사/1키트
	3M™ 피칸 단백질 속성 키트	L25PEC	25검사/1키트
	3M™ 피스타치오 단백질 속성 키트	L25PST	25검사/1키트
	3M™ 월넛 단백질 속성 키트	L25WAL	25검사/1키트
	밀	3M™ 글루텐 단백질 속성 키트	L25GLU



3M Food Safety
3M Center, Building 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000 U.S.A.

전화 1-800-328-6553
웹사이트 3M.com/foodsafety

3M Canada
Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1 Canada

전화 1-800-364-3577

실험실을 위한 3M 식품 안전 솔루션을
3M.com/MeatTestingProducts
에서 찾아보십시오.

© 3M 2020. All rights reserved. 3M, Petrifilm 및 Clean-Trace는 3M 회사의 상표입니다. 캐나다 라이선스에 따라 사용. 재활용하십시오. 인쇄: 미국. 70-2011-5216-5