



SOLUÇÕES
Segurança de Alimentos Integrada
para Processamento de Carnes



Produtos 3M Food Safety para Processamento de Carnes

Encontre soluções 3M Food Safety para seu laboratório:
go.3M.com/testescarnes

Principais Soluções



Soluções para Testes de Patógenos

Descrição	Catálogo	Quantidade	
3M™ Sistema de Detecção Molecular			
PRINCIPAIS SOLUÇÕES	3M™ MDS II Kit <i>E.coli</i> O157 (incluindo H7)	HB004549687	96 testes/caixa
	3M™ MDS II Kit <i>Listeria</i>	HB004429906	96 testes/caixa
	3M™ MDS II Kit <i>Listeria monocytogenes</i>	HB004429914	96 testes/caixa
	3M™ MDS II Kit <i>Salmonella</i>	HB004451439	96 testes/caixa
	3M™ MDS II Kit STEC Gene Screen (<i>stx</i>)	HB004648398	96 testes/caixa
	3M™ MDS II Kit STEC Gene Screen (<i>stx</i> and <i>eae</i>)	HB004648406	48 testes/caixa



Soluções para Testes
de Microrganismos Indicadores

Descrição	Catálogo	Quantidade	
3M™ Petrifilm™ Placas			
PRINCIPAIS SOLUÇÕES	3M™ Petrifilm™ Placa AC Contagem de Aeróbios	6400 - H0001522830	100 placas/caixa
		6406 - H0001544057	1.000 placas/caixa
	3M™ Petrifilm™ Placa EC Contagem de <i>E.coli</i> /Coliformes	6414 - H0001522806	500 placas/caixa
		6404 - H0001544073	50 placas/caixa
	3M™ Petrifilm™ Placa EB Contagem de <i>Enterobacteriaceae</i>	6420 - H0001703968	50 placas/caixa
		6421 - H0001703927	1.000 placas/caixa
	3M™ Petrifilm™ Placa LAB Contagem de Bactérias Ácido-Láticas	6461 - HB004490361	50 placas/caixa
		6462 - HB004490379	500 placas/caixa
	3M™ Petrifilm™ Placa RAC Contagem Rápida de Aeróbios	6478 - HB004385918	50 placas/caixa
		6479 - HB004385934	500 placas/caixa
3M™ Petrifilm™ Placa REC Contagem Rápida de <i>E.coli</i> /Coliformes	6436 - HB004570972	50 placas/caixa	
	6437 - HB004570964	500 placas/caixa	



Soluções de Monitoramento
e Gerenciamento de Higiene

Descrição	Catálogo	Quantidade	
3M™ Clean-Trace™ Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Higiene			
PRINCIPAIS SOLUÇÕES	3M™ Clean-Trace™ Luminômetro LM1	HB004467849	1 unidade
	3M™ Clean-Trace™ Teste Surface ATP	HB004432504	100/caixa



Soluções para Testes de Patógenos

Descrição	Catálogo	Quantidade	
3M™ Sistema de Detecção Molecular			
PRINCIPAIS SOLUÇÕES	3M™ MDS II Kit <i>E.coli</i> O157 (incluindo H7)	HB004549687	96 testes/caixa
	3M™ MDS II Kit <i>Listeria</i>	HB004429906	96 testes/caixa
	3M™ MDS II Kit <i>Listeria monocytogenes</i>	HB004429914	96 testes/caixa
	3M™ MDS II Kit <i>Salmonella</i>	HB004451439	96 testes/caixa
	3M™ MDS II Kit STEC Gene Screen (<i>stx</i>)	HB004648398	96 testes/caixa
	3M™ MDS II Kit STEC Gene Screen (<i>stx</i> and <i>eae</i>)	HB004648406	48 testes/caixa
3M™ MDS Instrumento de Detecção Molecular e kit de acessórios	HB004241889	1 unidade	
3M™ MDS II Kit <i>Campylobacter</i>	HB004650089	96 testes/caixa	
3M™ Meio de Cultura <i>Campylobacter</i> , 250g	HB004650071	1 unidade	
3M™ Petrifilm™ <i>Salmonella</i> Express			
3M™ Petrifilm™ Placa SALX <i>Salmonella</i> Express	6536 - HB004316921	50 placas/caixa	
	6537 - HB004316939	200 placas/caixa	
3M™ Petrifilm™ Discos SALX <i>Salmonella</i> Express	6538 - HB004316954	5 discos/caixa	
3M™ <i>Salmonella</i> Meio de Enriquecimento Base, 500g	HB004316855	1 unidade	
3M™ <i>Salmonella</i> Meio de Enriquecimento Suplemento, 1g	HB004316830	1 unidade	



Testes de Alergênicos

Alergênico	Descrição	Catálogo	Quantidade
Ovo	3M™ Kit Rápido Proteína de Ovo	HB004609416	25 testes/kit
Peixe	3M™ Kit Rápido Proteína de Peixe	HB004636393	25 testes/kit
Leite	3M™ Kit Rápido Proteína de Leite	HB004635742	25 testes/kit
Amendoim	3M™ Kit Rápido Proteína de Amendoim	HB004640825	25 testes/kit
Soja	3M™ Kit Rápido Proteína de Soja	HB004635817	25 testes/kit
Amêndoa	3M™ Kit Rápido Proteína de Amêndoa	HB004635700	25 testes/kit
Castanha de Caju	3M™ Kit Rápido Proteína de Castanha de Caju	HB004635718	25 testes/kit
Coco	3M™ Kit Rápido Proteína de Coco	HB004635726	25 testes/kit
Avelã	3M™ Kit Rápido Proteína de Avelã	HB004635734	25 testes/kit
Noz Pecan	3M™ Kit Rápido Proteína de Noz Pecan	HB004635759	25 testes/kit
Pistache	3M™ Kit Rápido Proteína de Pistache	HB004635767	25 testes/kit
Noz	3M™ Kit Rápido Proteína de Noz	HB004635825	25 testes/kit



Soluções para Testes de Microrganismos Indicadores

Descrição	Catálogo	Quantidade	
3M™ Petrifilm™ Placas			
PRINCIPAIS SOLUÇÕES	3M™ Petrifilm™ Placa AC Contagem de Aeróbios	6400 - H0001522830	100 placas/caixa
		6406 - H0001544057	1.000 placas/caixa
	3M™ Petrifilm™ Placa EC Contagem de <i>E.coli</i> /Coliformes	6414 - H0001522806	500 placas/caixa
		6404 - H0001544073	50 placas/caixa
	3M™ Petrifilm™ Placa EB Contagem de <i>Enterobacteriaceae</i>	6420 - H0001703968	50 placas/caixa
		6421 - H0001703927	1.000 placas/caixa
	3M™ Petrifilm™ Placa LAB Contagem de Bactérias Ácido-Láticas	6461 - HB004490361	50 placas/caixa
		6462 - HB004490379	500 placas/caixa
	3M™ Petrifilm™ Placa RAC Contagem Rápida de Aeróbios	6478 - HB004385918	50 placas/caixa
		6479 - HB004385934	500 placas/caixa
	3M™ Petrifilm™ Placa REC Contagem Rápida de <i>E.coli</i> /Coliformes	6436 - HB004570972	50 placas/caixa
		6437 - HB004570964	500 placas/caixa
3M™ Petrifilm™ Placa EL <i>Listeria</i> Ambiental	6447 - H0002223826	50 placas/caixa	
	6448 - H0002223818	200 placas/caixa	
3M™ Petrifilm™ Placa RYM Contagem Rápida de Bolores e Leveduras	6475 - HB004336408	50 placas/caixa	
	6477 - HB004336416	500 placas/caixa	
3M™ Petrifilm™ Difusor Plano	6425 - H0001919739	2 spreaders/caixa	
3M™ Petrifilm™ Placa STX Contagem Staph Express	6490 - H0002173831	50 placas/caixa	
	6491 - H0002173856	500 placas/caixa	
3M™ Petrifilm™ Disco STX Contagem Staph Express	6493 - H0002173898	100 discos/caixa	
3M™ Petrifilm™ kit STX Staph Express	H0002273276	50 placas e 20 discos	
	H0002273250	500 placas e 100 discos	
	H0002273268	500 placas e 240 discos	
3M™ Petrifilm™ Placa YM Contagem de Bolores e Leveduras	6407 - H0001522848	100 placas/caixa	
	6417 - H0001544131	1.000 placas/caixa	
3M™ Petrifilm™ Leitora		1 unidade	



Soluções de Monitoramento e Gerenciamento de Higiene

Descrição	Catálogo	Quantidade	
3M™ Clean-Trace™ Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Higiene			
PRINCIPAIS SOLUÇÕES	3M™ Clean-Trace™ Luminômetro LM1	HB004467849	1 unidade
	3M™ Clean-Trace™ Teste Surface ATP	HB004432504	100/caixa
	3M™ Clean-Trace™ Teste Protein Allergens	HB004432520	60/caixa
3M™ Clean-Trace™ Teste Water Plus	HB004269955	100/caixa	



Produtos para Coleta e Amostragem

Produto	Descrição	Catálogo	Quantidade	Testes de Alergênicos	Teste de Patógenos	Testes para Microrganismos Indicadores
3M™ Caldo Demi-Fraser	500 g	HB004013171	1 unidade		•	
3M™ Dry-Sponge	3M™ Dry Sponge BP133ES	HB004010656	100/caixa		•	•
3M™ Flip-Top Frasco de Diluição	Caldo APT 90 mL	HB004643647	66/caixa			•
3M™ Caldo Fraser Base	500 g	HB004323653	1 unidade		•	
3M™ Hydra Sponge	Caldo APT 10 mL	HB004543722	100/caixa		•	•
3M™ Mini Flip-Top	APT09BR, Caldo APT 09 mL	HB004212690	100/caixa			•
	APT09US, Caldo APT 09 mL	HB004541080				
	APTISO04BR, Caldo APT ISO 04 mL	HB004315303				
3M™ Saco Esteril para Coleta de Amostra	Saco com tarja BP113S (13x22cm), 540 mL	HB004480966	1,000/caixa	•	•	•
3M™ Saco Esteril para Coleta de Amostra	Saco com tarja BP118S (11x30cm), 720 mL	HB004479398	1,000/caixa	•	•	•
3M™ Sponge-Stick	Caldo APT 10 mL (SSL10BPW)	HB004017834	100/caixa		•	•
	Neutralizing Buffer 10 mL (SSL10NB)	HB004274906	100/caixa		•	•
3M™ Swab Sampler	APT10BR, Caldo APT 10 mL	HB004215792	100/caixa		•	•
	APT10US, Caldo APT 10 mL	HB004017818	100/caixa		•	•
	DE10US, Caldo DE Neutralizing 10 mL	HB004541072	100/caixa		•	•
	LET05BR, Caldo Letheen 05 mL	HB004215834	100/caixa		•	•
	LET05US, Caldo Letheen 05 mL	HB004017792	100/caixa		•	•
	LET10BR, Caldo Letheen 10 mL	HB004215826	100/caixa		•	•
	LET10US, Caldo Letheen 10 mL	HB004017800	100/caixa		•	•



3M do Brasil
Divisão Food Safety
Rodovia Anhanguera, KM 110
Nova Veneza, Sumaré – SP

CEP: 13181-900 | Fale com a 3M: 0800 013 2333

Encontre soluções 3M Food Safety para seu laboratório:
[go.3M.com/testescarneos](https://go.3m.com/testescarneos)

© 3M 2020. Todos os direitos reservados.
3M é uma marca registrada da 3M.
Favor recicle. 70.2011.5216-5