

清洁有信心, 安全有保障

3M消杀产品为您保驾护航



3M特有健康配方, 高效杀灭肠道致病菌、化脓性球菌, 时刻呵护您和家人的健康, 构筑个人健康防线。



亲肤舒润, 泡沫细腻, 帮助去除油渍及脏污, 中性配方不伤手, 洗后双手馨香宜人。



清洗方便, 清爽不粘腻, 使用后肌肤洁净清爽, 无残留。

特有配方
高效抗菌

温和亲肤
馨香宜人

两种规格
加仑桶装
便于分装



一冲即净
清爽不粘

3M抗菌洗手液

净含量:520克/瓶 3.78升/桶

应用场景

该产品适用于手部的抗菌



自然亲肤


1

特有配方* 高效抗菌


3M特有健康配方可杀灭微生物类别

*有效成分及含量4,4'-二氯-2-羟基二苯醚0.120%~0.140% (W/W)

无残留



化脓性球菌
例:金黄色葡萄球菌



肠道致病菌
例:大肠杆菌

泡沫细腻

2

温和亲肤 馨香宜人

中性PH值, 高保湿护肤配方, 气味芬芳

清洗方便

3

一冲即净 清爽不粘

安心成分, 清水洗净, 无残留

清爽不粘



去油除污

使用方法:

- 手心搓手心
- 手心搓手背
- 手指交叉
- 手指相扣
- 旋转揉拇指
- 旋转搓指尖

使用步骤: 将手润湿, 取适量洗手液于掌心, 轻轻揉搓起泡沫清洁手掌、手背及指尖, 作用2分钟至污垢去除, 用流水将双手冲洗干净后用洁净纸巾或毛巾擦干即可。

检测报告



沪预研委消(2019)检字第0590-1号
PH值及重金属检测报告



沪预研委消(2019)检字第0590-2号
杀菌性能检测报告



沪预研委消(2019)检字第0590-3号
皮肤刺激检测报告

通过专业机构抗菌性能检测, 国家消字号网上备案, 提供良好的个人健康保障。



3M中国有限公司

总办事处: 上海市虹桥开发区兴义路8号万都中心38楼 邮政编码: 200336
电话: 86-21-62753535 传真: 86-21-62752343



欢迎关注3M商用
解决方案公众号