

# 3M Cuidado Oral

## Menú

**3M Filtek**<sup>TM</sup> **Z350 XT** Restaurador Universal

 $\mathbf{3M}\,\mathbf{Filtek}^{\mathsf{TM}}\,\mathbf{Z250}\,\mathbf{XT}$ 

3M Filtek<sup>™</sup> One

Restaurador Bulk Fill

47%

## 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal - Essential Kit

#### Sistema Restaurador con Nanotecnología

Incluye 5 tonos escenciales de opacidad cuerpo. Estética excepcional.

Precio sugerido:

\$200

#### Incluye

▶ 5 Jeringas 3M<sup>TM</sup> Filtek<sup>TM</sup> Z350 XT de 4gr., tonos A1B, A2B, A3B, A3.5B, B1B.

- ► 1 Jeringa gel ácido grabador 3M<sup>TM</sup> Scotchbond<sup>TM</sup> de 3ml. con puntas de aplicación.
- ▶ 13M<sup>™</sup> Single Bond Universal Adhesivo de 5 ml.
- ▶ 3 Espirales 3M<sup>™</sup> Sof-Lex<sup>™</sup> de pre-pulido.
- → 3 Espirales 3M<sup>TM</sup> Sof-Lex<sup>TM</sup> de pulido diamantado para pulido final.
- Accesorios de aplicación.

3M™ Filtek™ Z350 XT - Estética Avanzada



Precio sugerido por separado: \$377.46



36%

#### 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal - Estética Avanzada

#### Sistema Restaurador con Nanotecnología

Gran versatilidad para soluciones altamente estéticas. Tonos y opacidades complementarios para técnicas de estratificación.

## Incluye

- ▶ 8 Jeringas 3M<sup>™</sup> Filtek<sup>™</sup> Z350 XT de 4 grs., tonos WD, A1D, A2D, A3D, WE, A2E, A3E Y CT.
- ▶ 1 Jeringa gel ácido grabador 3M™ Scotchbond™ de 3ml. con puntas de aplicación.
- ▶ 13M<sup>™</sup> Single Bond Universal Adhesivo de 5 ml.
- ▶ 3 Espirales 3M<sup>™</sup> Sof-Lex<sup>™</sup> de pre-pulido.
- → 3 Espirales 3M<sup>TM</sup> Sof-Lex<sup>TM</sup> de pulido diamantado para pulido final.
- Accesorios de aplicación.

3M™ Filtek™ Z350 XT - Essential Kit



Precio sugerido:

\$346.67

Precio sugerido por separado: \$539.61



AHORRO: **52%** 

#### 3M™ Filtek™ Z250 XT Restaurador Universal - Essential Kit

#### Sistema Restaurador Universal Nanohíbrido.

Excelente manipulación y fácil pulido.

#### Incluye

- ► 6 Jeringas 3M<sup>TM</sup> Filtek<sup>TM</sup> Z250 XT de 3 grs., tonos A1, A2, A3, A3.5, B1 y B2.
- ► 1 Jeringa gel ácido grabador 3M<sup>TM</sup> Scotchbond<sup>TM</sup> de 3ml. con puntas de aplicación.
- ► 1 Frasco 3M<sup>TM</sup> Adper<sup>TM</sup> Single Bond 2 Adhesivo de 3 grs.
- Accesorios de aplicación.

Precio sugerido:

\$117.33

Precio sugerido por separado:

\$245.13



# 38%

#### 3M™ Filtek™ One Restaurador Bulk Fill - Essential Kit

Sistema restaurador para posteriores de colocación en bloque. Colocación rápida y sencilla de hasta 5 mm. en un solo paso. Precio sugerido: \$158.04

## Incluye

- ► 2 Jeringas 3M<sup>TM</sup> Filtek<sup>TM</sup> One de 4 grs., tono A2.
- ► 1 Jeringas 3M<sup>TM</sup> Filtek<sup>TM</sup> One de 4 grs., tono A3.
- ▶1 Jeringa gel ácido grabador 3M<sup>™</sup> Scotchbond<sup>™</sup> de 3ml. con puntas de aplicación.
- ▶ 1 Frasco 3M<sup>™</sup> Single Bond Universal Adhesivo de 3 ml.
- ▶ 3 Espirales 3M<sup>™</sup> Sof-Lex<sup>™</sup> de pre-pulido.
- S Espirales 3M<sup>™</sup> Sof-Lex<sup>™</sup> de pulido diamantado para pulido final.
- Accesorios de aplicación.

Precio sugerido por separado: \$254.99



# ¿Dónde puede adquirir sus nuevos Kits Dentales?

## Distribuidores 3M en Panamá

Nombre	Correo electrónico para ventas	Teléfono de ventas
Odontomédica	ventasodontomedica.pa@gmail.com	6252 8462
Denticlínica	denticlinica@hotmail.com	6617 4570

Las imágenes que se muestran son ilustrativas y no corresponden necesariamente a los productos descritos. Precios no incluyen IVA. Promoción no acumulable a otras ofertas.

Para cotizaciones finales contactar a los distribuidores autorizados.

3M "Ciencia. Aplicada a la vida.", Clicker, Clinpro, ESPE, Filtek y Vitrebond son marcas registradas de 3M o de 3M Deutschland GmbH.

www.3m.com.pa

© 3M 2021. Todos los derechos reservados.