

Nutzen Sie die Chance und lassen Sie Ihre Digitalisierungsvorhaben fördern!

Die Digitalisierung in deutschen Krankenhäusern wird durch das Investitionsprogramm im Rahmen des KHZG vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) intensiv vorangetrieben: Insgesamt stehen bis zu 4,3 Mrd. Euro an Fördergeldern zur Verfügung.

Auch Softwarelösungen von 3M Health Information Systems sind förderfähig: Mit 3M™ M*Modal und 3M™ 360 Encompass™ SMARTE KI bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Fördermittel für Ihre Projekte zu beantragen. Auch für den Ausbau KI-basierter Sprachlösungen in der Pflege bieten wir förderfähige Lösungen – gemeinsam mit unserem Partner NursIT.



3M™ SMARTE KI

Unsere Lösung für Ihre Erlössicherung komplettiert Ihre Förderanträge überall da, wo Sie sich Informationsstandardisierung und eine strukturierte Akte zum Ziel setzen. Fördermöglichkeiten ergeben sich hier vor allem in Projekten des Fördertatbestandes 3 (Digitale Dokumentation).

Rightcoding durch Dokumentenanalyse:
KI in Bestform



3M Health Information Systems
3M Medica
Zweigniederlassung der
3M Deutschland GmbH

Standort Neuss
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon 02131 14 - 4241
Telefax 02131 14 - 4242

3M™ M*Modal

3M M*Modal schließt die aktuell vorhandenen Lücken zwischen Erlössicherung und klinischer Versorgung durch sprachverstehende, dialogorientierte Dokumentation. Entwickelt, um mehr Zeit für den Patienten zu haben.

Unsere Produkte zur sprachgesteuerten Dokumentation erfüllen sogar sämtliche Förderkriterien des Fördertatbestandes 3 (Systeme zur automatisierten und sprachbasierten Dokumentation von Pflege und Behandlungsleistungen).

Sprachgesteuerte Dokumentation in ECHTZEIT:

3M™ M*Modal Dialogorientierte KI-Plattform

Gerne unterstützen wir Sie auch im Prozess der Bedarfsanmeldungen und Förderanträge.

Nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf!



Standort Berlin
Sophie-Charlotten-Straße 15
14059 Berlin
Telefon 030 32 67 76 - 0
Telefax 030 32 67 76 - 77

drg-info@mmm.com
www.3M.de/HIS

3M™ und NursIT

3M M*Modal Sprachlösungen und die Pflege-Expertensoftware careIT Pro von NursIT werden miteinander kombiniert, um auch in der Pflege die lückenlose Dokumentation mit KI-basierter Spracherkennung weiter auszubauen. Wertvolle Pflegeressourcen werden auf diese Weise entlastet und ermöglicht dadurch wieder mehr Zeit mit dem Patienten.

Beide Produkte erfüllen alle Förderkriterien des Fördertatbestandes 3 (Systeme zur automatisierten und sprachbasierten Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen).

Sprachgesteuerte Pflegedokumentation:

3M™ M*Modal und NursIT