

承認／届出／認証番号、区分、販売名リスト

(注) 本内容は、2021年1月現在のものです。

[illegible]

承認／届出／認証番号、区分、販売名リスト

（注）本内容は、2021年1月現在のものです。

製品分類	製品名				製品番号	承認／届出／認証番号	区分	販売名				
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	リード線付モニタリング電極	2269QA	13B1X10109000130	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	リード線付	モニタリング電極
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	リード線付モニタリング電極	2269QA-15	13B1X10109000130	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	リード線付	モニタリング電極
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	リード線付モニタリング電極	2269TA	13B1X10109000130	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	リード線付	モニタリング電極
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	リード線付モニタリング電極	2269TP	13B1X10109000130	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	リード線付	モニタリング電極
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	モニタリング電極	2271-50	13B1X10109000192	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極	
電極/診断用製品	3 M (TM)	ホルター心電図検査用キット (2271仕様)			2271-5JA2	13B1X10109000133	クラスⅠ	一般医療機器	ホルター心電図検査用キット			
電極/診断用製品	3 M (TM)	ホルター心電図検査用キット (2271仕様)			2271-5JA2S	13B1X10109000133	クラスⅠ	一般医療機器	ホルター心電図検査用キット			
電極/診断用製品	3 M (TM)	ホルター心電図検査用キット (2271仕様)			2271-5JB2L	13B1X10109000133	クラスⅠ	一般医療機器	ホルター心電図検査用キット			
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	リード線付モニタリング電極	2279HA	13B1X10109000130	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	リード線付	モニタリング電極
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	リード線付モニタリング電極	2279PA-15	13B1X10109000130	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	リード線付	モニタリング電極
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	リード線付モニタリング電極	2279QA	13B1X10109000130	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	リード線付	モニタリング電極
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	心電図検査用電極	2330	13B1X10109000193	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	心電図検査用電極	
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	心電図検査用電極	2360	13B1X10109000193	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	心電図検査用電極	
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	モニタリング電極	2560	13B1X10109000192	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極	
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	モニタリング電極	2570	13B1X10109000192	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極	
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	モニタリング電極	2570-3	13B1X10109000192	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極	
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	X線透過性 モニタリング電極	2660-3	13B1X10109000191	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	X線透過性	モニタリング電極
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	X線透過性 モニタリング電極	2660-5	13B1X10109000191	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	X線透過性	モニタリング電極
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	モニタリング電極用リード線	A2PDJ	13B3X00107H00001	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極用リード線	
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	モニタリング電極用リード線	A61FB03D	13B3X00107H00001	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極用リード線	
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	モニタリング電極用リード線	A70FB03D	13B3X00107H00001	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極用リード線	
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	モニタリング電極用リード線	A86FB03D	13B3X00107H00001	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極用リード線	
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	モニタリング電極用リード線	CL28FB06	13B3X00107H00001	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極用リード線	
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	モニタリング電極用リード線	CL61FB03	13B3X00107H00001	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極用リード線	
電極/診断用製品	3 M (TM)	レッド	ダット (TM)	モニタリング電極用リード線	CL86FB03	13B3X00107H00001	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極用リード線	
電極/診断用製品	3 M (TM)	EKG クリップ			M306L10J	13B3X00107H00001	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極用リード線	
電極/診断用製品	3 M (TM)	EKG クリップ			M306L10JC	13B3X00107H00001	クラスⅠ	一般医療機器	レッド	ダット	モニタリング電極用リード線	
滅菌関連製品	3 M (TM)	ステリガス (TM) カートリッジ			4-100	20200AMY00020000	医薬品		ステリガス			
滅菌関連製品	3 M (TM)	ステリガス (TM) カートリッジ			8-170	20200AMY00020000	医薬品		ステリガス			
滅菌関連製品	3 M (TM)	ステリ・バック (TM)	ガス滅菌器 G S シリーズ		GS5-1D	228ADBZX00019000	クラスⅡ	管理医療機器	ステリ・バック	ガス滅菌器	GSシリーズ	
滅菌関連製品	3 M (TM)	ステリ・バック (TM)	ガス滅菌器 G S シリーズ		GS5-2D	228ADBZX00019000	クラスⅡ	管理医療機器	ステリ・バック	ガス滅菌器	GSシリーズ	
滅菌関連製品	3 M (TM)	ステリ・バック (TM)	ガス滅菌器 G S シリーズ		GS8-1D	228ADBZX00019000	クラスⅡ	管理医療機器	ステリ・バック	ガス滅菌器	GSシリーズ	
滅菌関連製品	3 M (TM)	ステリ・バック (TM)	ガス滅菌器 G S シリーズ		GS8-2D	228ADBZX00019000	クラスⅡ	管理医療機器	ステリ・バック	ガス滅菌器	GSシリーズ	
輸液セット保護栓	3 M (TM)	キュロス (TM)	プロテクタ (ニードルレスコネクタ用)		CFF10-250R	13B1X10109000262	クラスⅠ	一般医療機器	キュロス プロテクタ			
輸液セット保護栓	3 M (TM)	キュロス (TM)	プロテクタ (ニードルレスコネクタ用)		CFF1-270R	13B1X10109000262	クラスⅠ	一般医療機器	キュロス プロテクタ			
輸液セット保護栓	3 M (TM)	キュロス (TM)	プロテクタ (オスルアーロックコネクタ用)		CM5-200R	13B1X10109000262	クラスⅠ	一般医療機器	キュロス プロテクタ			