

3M Science.
Applied to Life.™



3M™ Stetoscopio monopaziente

Auscolta in tutta sicurezza.

Uno strumento affidabile per l'isolamento.

Abbiamo abbinato l'ingegneria acustica avanzata di 3M e la nostra competenza in materia di prevenzione delle infezioni per creare uno stetoscopio monopaziente con eccellenti prestazioni e un design comodo. Infine, esiste un'opzione affidabile per questo strumento di fondamentale importanza che può migliorare l'assistenza al paziente contribuendo allo stesso tempo a minimizzare il rischio di contaminazione crociata.



Misura per adulti
e misura pediatrica



Contribuisce a ridurre la
contaminazione crociata



Comfort e suono



Un paziente. Uno stetoscopio.

I pazienti in isolamento sono tra i più infetti e possono essere vulnerabili e suscettibili alle infezioni. L'utilizzo di uno stetoscopio monopaziente è una precauzione raccomandata nell'isolamento che contribuisce a ridurre il rischio di contaminazione crociata.¹ Lo stetoscopio monopaziente si deve utilizzare per i pazienti soggetti a precauzioni di isolamento, deve restare nella stanza del paziente finché sta in isolamento e deve essere eliminato quando non è più necessario.¹

Lo stetoscopio monopaziente che tu e i tuoi pazienti meritate.

La protezione dei pazienti dalle infezioni non dovrebbero richiedere la rinuncia alla capacità di auscultare con uno stetoscopio, né alla propria comodità. La nostra acustica di elevata qualità ti consente di auscultare efficacemente suoni affidabili e chiari, mentre alcune funzionalità innovative migliorano la comodità e la capacità d'uso. Sono disponibili la misura per adulto e la misura pediatrica, quindi è possibile fornire lo stesso standard di assistenza a tutti i pazienti in isolamento.

Acustica e comfort notevoli in un unico strumento efficace.



Acustica di alta qualità

Un suono chiaro, affidabile ti aiuta ad auscultare i suoni durante le visite ai pazienti.



Membrana sensibile alla pressione

Auscolta i suoni a frequenza alta e bassa variando la pressione sulla testina.



Comodo archetto

Elevato comfort: regolabile per adattarsi correttamente ai tubi auricolari angolati e all'archetto flessibile che fornisce un'eccellente tenuta.



Olivette morbide, flessibili

Elimina completamente il rumore ambientale e ottieni maggiore comodità con le olivette morbide, flessibili.



Tubo flessibile

Sposta e posiziona la testina sul paziente con facilità grazie al tubo flessibile.



Testina a presa facile

La testina modellata si tiene e si manovra con facilità, progettata per adattarsi a diverse posizioni della mano.

Sperimenta tu stesso la differenza.

Visita go.3M.com/singlepatientstethoscope per maggiori informazioni.

Prodotto	Codice	SKU	Unità/scatola	Scatole/confezione
3M™ Stetoscopio monopaziente	SPS-YA1010	70-2011-7506-7	10	4
3M™ Stetoscopio monopaziente	SPS-YA1100	70-2011-7508-3	100	1
3M™ Stetoscopio pediatrico monopaziente	SPS-YP1010	70-2011-7507-5	10	4
3M™ Stetoscopio pediatrico monopaziente	SPS-YP1100	70-2011-7509-1	100	1

¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/>



3M Italia Srl
Medical Solutions Division
Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello (MI)
Tel. 02 70351
www.3mitalia.it/medical
www.littmann.it

I prodotti della gamma Littmann sono Dispositivi Medici marcati CE. Informazioni tecnico-scientifiche riservate agli operatori sanitari.

3M è un marchio di fabbrica registrato di 3M. Si prega di riciclare. Stampato negli USA. © 3M 2021. Tutti i diritti riservati. 70-2011-7011-8

Dispositivi Medici marcati CE – Informazione tecnico-scientifica riservata al personale sanitario.