



3M™ Stethoskop zum  
Ein-Patienten-Gebrauch

# Zuverlässige Akustik.

## Bewährtes Hilfsmittel für die Isolation.

Wir haben die fortschrittliche akustische Technik von 3M mit unserer Expertise bei der Infektionsprävention kombiniert. Das Ergebnis: ein Stethoskop zum Ein-Patienten-Gebrauch mit hervorragender Leistung und komfortablem Design. Endlich gibt es dieses wichtige Hilfsmittel auch in einer Variante, die eine Verbesserung der Patientenversorgung bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos von Kreuzkontamination ermöglicht.



Größen für  
Erwachsene und Kinder



Reduzierung von  
Kreuzkontamination



Komfort und Akustik



## Ein Patient. Ein Stethoskop.

Patienten in Isolation stellen nicht nur selbst eine sehr hohe Infektionsgefahr dar, sondern können auch für Infektionen anfällig sein. Der Einsatz eines Stethoskops zum Ein-Patienten-Gebrauch ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme für den Isolationsbereich und trägt zur Reduzierung des Risikos von Kreuzkontamination bei.<sup>1</sup> Für Patienten unter Isolationsvorkehrungen sollte ein separates Stethoskop verwendet werden. Es sollte während der Isolation im Patientenzimmer verbleiben und nach der Verwendung entsorgt werden.<sup>1</sup>

## Das Stethoskop zum Ein-Patienten-Gebrauch, das Sie und Ihre Patienten verdienen.

Der Schutz der Patienten vor Infektionen sollte nicht auf Kosten der akustischen Qualität eines Stethoskops gehen oder Ihren eigenen Komfort beeinträchtigen. Unsere hochwertige Akustik ermöglicht wirksame Untersuchungen durch klare und zuverlässige Tonqualität. Gleichzeitig verbessern innovative Funktionen den Komfort und die Handhabung. Größen für Erwachsene und Kinder sind erhältlich, damit Sie alle Patienten auf der Isolierstation mit demselben Standard versorgen können.

### Bemerkenswerte Akustik und Komfort in einem wirksamen Hilfsmittel.



**Qualitativ hochwertige Akustik**  
Klare, zuverlässige Tonwiedergabe ermöglicht das Auskultieren der erforderlichen Geräusche bei der Patientenuntersuchung.



**Druckempfindliche Membran**  
Auskultieren von Hoch- oder Tieffrequenzbereichen durch unterschiedlichen Anpressdruck des Bruststücks.



**Komfortables Kopfstück**  
Komfort dank guter Passform durch geneigte Ohrbügel und flexiblen Kopfstück mit ausgezeichneter akustischer Abschirmung.



**Weiche, flexible Ohroliven**  
schirmen Außengeräusche ab und ermöglichen komfortablere Benutzung.



**Flexible Schläuche**  
Das Bruststück ist dank des flexiblen Schlauch leicht beweglich und am Patienten positionierbar.



**Griffiges Bruststück**  
Das durch seine spezielle Formung einfach zu haltende und zu manövrierende Bruststück ist für unterschiedliche Handpositionen konstruiert.

## Überzeugen Sie sich von dem Unterschied!

Weitere Informationen finden Sie unter [www.3mdeutschland.de](http://www.3mdeutschland.de)

Produkt	Katalognummer	Artikel	Stück/Pkg.	Pkg./VE
3M™ Stethoskop zum Ein-Patienten-Gebrauch	SPS-YA1010	70-2011-7506-7	10	4
3M™ Stethoskop zum Ein-Patienten-Gebrauch	SPS-YA1100	70-2011-7508-3	100	1
3M™ Pädiatrisches Stethoskop zum Ein-Patienten-Gebrauch	SPS-YP1010	70-2011-7507-5	10	4
3M™ Pädiatrisches Stethoskop zum Ein-Patienten-Gebrauch	SPS-YP1100	70-2011-7509-1	100	1

<sup>1</sup> Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/>



**3M Medica**  
Zweigniederlassung der  
3M Deutschland GmbH  
Carl-Schurz-Strasse 1  
41453 Neuss  
Telefon +49 (0)2131 14-0  
Telefax +49 (0)2131 14 44 32  
3mmedica.de@mmm.com  
www.3mdeutschland.de

**3M Österreich GmbH**  
Medizin  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Telefon +43 (0)86 686-464  
Telefax +43 (0)86 686-330  
medizin-at@mmm.com  
www.3maustria.at

**3M (Schweiz) GmbH**  
Medizin  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Telefon +41 (0)44 724 92 31  
Telefax +41 (0)44 724 92 38  
medical.ch@mmm.com  
www.3mschweiz.ch

3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company.  
Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland.  
© 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten.  
70-2011-7011-8