



3M™ Single-Patient stethoscoop

Luisteren met vertrouwen.

Een betrouwbaar hulpmiddel voor isolatie.

We hebben de geavanceerde akoestische techniek van 3M gekoppeld aan onze expertise op het gebied van infectiepreventie om een nieuwe single-patient stethoscoop te produceren die uitstekende prestaties en een comfortabel ontwerp biedt. Eindelijk is er een betrouwbare optie voor dit cruciale hulpmiddel die de patiëntenzorg kan verbeteren en tegelijkertijd het risico op kruisbesmetting kan verlagen.



Maten voor
volwassenen
en kinderen



Verlaagt het risico
op kruisbesmetting



Comfort en
geluidskwaliteit



Eén patiënt. Eén stethoscoop.

Patiënten in isolatie behoren tot de meest infectueuze patiënten en kunnen kwetsbaar en gevoelig zijn voor infectie. Het gebruik van een stethoscoop voor één patiënt is een aanbevolen isolatiemaatregel die helpt het risico op kruisbesmetting te verlagen.¹ Een stethoscoop voor één patiënt moet worden gebruikt voor patiënten waarvoor isolatiemaatregelen van kracht zijn, in de kamer van de patiënt blijven zolang de patiënt in isolatie is, en worden weggegooid wanneer de stethoscoop niet meer nodig is.¹

De stethoscoop voor één patiënt waar u en uw patiënten recht op hebben.

Het beschermen van patiënten tegen infectie zou niet moeten vereisen dat u er genoeg mee moet nemen dat u minder met een stethoscoop kunt horen of comfort zou moeten opofferen. De hoogwaardige akoestische eigenschappen zorgen voor een duidelijk en betrouwbaar geluid zodat u effectief kunt luisteren, terwijl innovatieve functies extra comfort en gebruiksgemak bieden. Er zijn maten beschikbaar voor volwassenen en kinderen zodat u alle patiënten in isolatie dezelfde mate van zorg kunt bieden.

Opmerkelijke akoestische eigenschappen en comfort in één effectief instrument.



Hoogwaardige akoestische eigenschappen

Duidelijk en betrouwbaar geluid helpt u te horen wat u nodig hebt tijdens het onderzoeken van patiënten.



Drukgevoelig diafragma

Luisteren naar geluiden met een hoge en lage frequentie door de druk op het borststuk te variëren.



Comfortabele headset

Geniet van een comfortabele pasvorm met gebogen oorbuisjes en een flexibele headset met een uitstekende afdichting.



Zachte, flexibele oorstukken

Sluit omgevingsgeluid buiten en geniet van meer comfort met zachte, flexibele oorstukken.



Flexibele slang

Dankzij de flexibele slang is het borststuk eenvoudig te verplaatsen en op de patiënt te positioneren.



Easy-grip borststuk

Gemakkelijk vast te houden en te manoeuvreren gegoten borststuk, ontworpen voor meerdere handposities.

Ervaar het verschil zelf.

Product	Catalogusnummer	Stocknummer	Stuks/doos	Dozen/ overdoos
3M™ Single-Patient stethoscoop	SPS-YA1010	70-2011-7506-7	10	4
3M™ Single-Patient stethoscoop	SPS-YA1100	70-2011-7508-3	100	1
3M™ Pediatrische Single-Patient stethoscoop	SPS-YP1010	70-2011-7507-5	10	4
3M™ Pediatrische Single-Patient stethoscoop	SPS-YP1100	70-2011-7509-1	100	1

¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, en de Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/>



3M Nederland B.V
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Nederland
3m nederland.nl

3M Belgium BVBA
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem
België
3mbelgie.be

3M is een gedeponerd handelsmerk van 3M. Graag recyclen. Gedrukt in de V.S. © 3M 2021. Alle rechten voorbehouden.
70-2011-7011-8