

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™



САДКО



Создание естественной реставрации в простой технике с использованием двух упаковок

Дата: 16 июня 2021

Время начала: 10:00 (мск)

Формат: Вебинар с онлайн мастер-классом*

Лектор:



Пауло Монтейро

член группы реставраторов
StyleItaliano

ДМН, Институт медицинских наук, Карпарика, Португалия
Магистр стоматологической медицины, Институт медицинских наук Эгас Мониш, Капарика, Португалия.
Аспирантура по эстетической и реставрационной стоматологии, ISCSEM, Капарика, Португалия
Координатор и профессор программы последипломного образования эстетической реставрационной стоматологии в ISCSEM, Капарика, Португалия
Директор программы международной сертификации передовой эстетической реставрационной стоматологии в ISCSEM, Капарика, Португалия
Председатель Европейского общества косметической стоматологии в Португалии
Эксклюзивная клиническая практика в эстетической и реставрационной стоматологии в Лиссабоне, Португалия

*Две формы участия:

- Лекция и онлайн мастер-класс с получением раздаточного материала
- Лекция без получения раздаточного материала

Регистрация с получением раздаточного материала для мастер-класса открыта до **02.06.2021.**

Программа

Теория:
90 минут

Клиническая реальность большинства стоматологических клиник заставляет искать простые техники реставраций, легко воспроизводимые с предсказуемыми эстетическими и долгосрочными результатами. Мы представим упрощенную технику прямых эстетических реставраций передних зубов с использованием только двух опакостей композитов (**рецепты StyleItaliano**). Эта методика делает повседневную работу стоматолога простой и предсказуемой, позволяя сделать прямые эстетические реставрации из композитных материалов незаметными и естественными.

Перерыв: 5 минут

Практическая работа : Лектор демонстрирует на экране, а участники, следуя инструкциям, создают на модели реставрацию двумя опакостями.
45 минут

Материалы необходимые для участия**:

- - Любой моделировочный инструмент
- - Периодонтальный зонд
- - Передний зуб с переломом***
- - Filtek Ultimate A2 Дентин ***
- - Filtek Ultimate A3 Эмаль ***
- - Filtek Ultimate CT Прозрачный ***
- - Универсальный адгезив Single Bond Universal (1 унидоза) ***
- - Дискдержатель Sof-Lex
- - Sof-Lex диск грубый
- - Sof-Lex диск средний
- - Sof-Lex Diamond
- Оборудование:
- - Фотополимеризатор
- - Микромотор
- - Угловой наконечник 1:1

** Просим убедиться, что указанные материалы имеются в наличии и в легком доступе у вас в клинике или дома до начала мероприятия

*** Данные материалы предоставляются участникам, оплатившим участие в вебинаре с онлайн мастер-классом. Наличие остальных материалов участник мероприятия обеспечивает самостоятельно

Демонстрационная часть: 30 минут
Создание естественной реставрации в простой технике двух опакостей

Вопросы и ответы: 15 минут

Формат мероприятия и стоимость:

- Вебинар и онлайн мастер-класс с получением Filtek Ultimate A2D, A3E, CT, дозатор 4 г, по 1 шт.; Передний зуб с переломом, 1 шт.; Универсальный адгезив Single Bond Universal, 1 унидоза - **7 000 руб ***
- Вебинар и онлайн демонстрация без получения раздаточных материалов - **1 000 руб.**

Регистрация участников и ссылка на подключение:

ЦИМО "Садко": +7 831 412 2413, +7 910 149 1651,
@sadko_education (Instagram), www.nn.sadkomed.ru

Ссылка на подключение высылается после регистрации

Участники мероприятия получают сертификаты

*Количество раздаточного материала ограничено
При оплате до 26 мая включительно, скидка 2000 руб