

# Sprachgesteuerte Pflegedokumentation in Kooperation mit NursIT

- ▶ Sprachgesteuerte Pflegedokumentation in Echtzeit – mit Künstlicher Intelligenz
- ▶ Große Entlastung der Pflegefachpersonen – wieder mehr Zeit für die Patienten
- ▶ Betrieb in der Cloud – keine On-Premise-Kosten, sofort loslegen
- ▶ Vollständige Dokumentation bereits während der Behandlung
- ▶ Verbesserung der Dokumentationsqualität – Sicherung der Pflegeerlöse
- ▶ Integriertes Basisregelwerk für die optimale Einarbeitung neuer Mitarbeiter
- ▶ Cloudbasiert und skalierbar
- ▶ Datenschutzkonform

## Wir machen den Unterschied!


**In Kooperation mit NursIT wird nun die nächste Stufe der sprachgesteuerten Pflegedokumentation ermöglicht – für mehr Zeit am und mit dem Patienten.**



Mit gerade einmal 27 % ist die Pflege die am geringsten digitalisierte Berufsgruppe. Ein großer Teil der täglichen Arbeitszeit besteht aus reiner Dokumentation. Pflegefachpersonen sind im ständigen Balanceakt zwischen der Arbeit am Patienten und stetig steigendem Dokumentationsaufwand aufgrund von gesetzlichen Regelungen. Hierzu zählen das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), das MDK-Reformgesetz und das Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG).

Bei all den Herausforderungen haben sich NursIT und 3M zum Ziel gesetzt, eine effizientere Art der Pflegedokumentation möglich zu machen: Durch den intelligenten Einsatz einer KI-basierten Spracherkennung wird die Pflegefachperson in die Lage versetzt, die Dokumentation schneller und abrechnungssicherer zu erledigen.

Mithilfe der 3M Sprachlösungen erhält das Pflegefachpersonal in Echtzeit Feedback zu der diktierten Dokumentation. Mögliche Dokumentationslücken werden so frühzeitig entdeckt und die Zusammenarbeit zwischen Pflegefachpersonal und Medizincontrolling effizient unterstützt.



# Sprachgesteuerte Pflegedokumentation mit NursIT und 3M:

## ► careIT Pro von NursIT

### Optimale Pflege mit weniger Aufwand

Der Anwender spart bis zu 60 Minuten Zeit pro Patient und Tag und sichert so automatisch bis zu 75 € der Erlöse. Die Software careIT Pro vereinfacht und automatisiert die Pflegedokumentation und ermöglicht so präventive, prädikative Pflege. Patientensicherheit und Pflegequalität werden insgesamt erhöht.

## ► 3M™ M\*Modal Fluency Direct\*

### Sprachverstehen statt Spracherkennung

Der Anwender diktiert direkt in seine Anwendung (z. B. in Word oder in das KIS) hinein. Er hat die vollständige Kontrolle über die Dokumentation und kann über Sprachbefehle Applikationen steuern. Qualitätskennzahlen geben dem Anwender Auskunft über die aktuelle Erkennungsrate seiner Sprachdiktate. So ist bei Bedarf eine gezielte Schulung der Anwender möglich. Die Akzeptanz der Software wird erhöht.

## ► 3M™ M\*Modal CDI Engage One\*

### KI-basierte Dokumentation mit Echtzeit-Feedback

Der Anwender erhält auf Basis aller gesammelten Daten in Echtzeit Rückmeldungen zu seiner Dokumentation. Anhand dieser Hinweise werden Lücken in der Dokumentation geschlossen.

## Spracherkennung in der Pflege war gestern – KI-basiertes Sprachverstehen in der Pflege ist HEUTE!

### Neugierig geworden?

Für weitere Informationen zu unseren Sprachlösungen in Kombination mit careIT Pro und dazu, wie wir Ihnen auch in der sprachgesteuerten Pflegedokumentation weiterhelfen können, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an [drg-info@mmm.com](mailto:drg-info@mmm.com) oder kontaktieren Sie direkt einen unserer Ansprechpartner im Vertrieb unter [go.3m.com/his-kontakt](https://go.3m.com/his-kontakt)

\* Die 3M™ M\*Modal Sprachlösungen sind integrierbar in jedes Krankenhausinformationssystem (KIS).



**3M Medica**  
Zweigniederlassung der  
3M Deutschland GmbH  
Health Information Systems

**Standort Neuss**  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Telefon 02131 14 - 4241  
Telefax 02131 14 - 4242

**Standort Berlin**  
Sophie-Charlotten-Straße 15  
14059 Berlin  
Telefon 030 326776 - 0  
Telefax 030 326776 - 77

[drg-info@mmm.com](mailto:drg-info@mmm.com)  
[www.3m.de/HIS](http://www.3m.de/HIS)