

Sprachgesteuerte Pflegedokumentation in Kooperation mit NursIT

- ▶ Sprachgesteuerte Pflegedokumentation in Echtzeit – mit Künstlicher Intelligenz
- ▶ Große Entlastung der Pflegefachpersonen – wieder mehr Zeit für die Patienten
- ▶ Vollständige Dokumentation bereits während der Behandlung
- ▶ Verbesserung der Dokumentationsqualität – Sicherung der Pflegeerlöse
- ▶ Integriertes Basisregelwerk für die optimale Einarbeitung neuer Mitarbeiter
- ▶ Betrieb in der Cloud – keine On-Premise Kosten, sofort loslegen
- ▶ Cloudbasiert und skalierbar
- ▶ Datenschutzkonform

Wir machen den Unterschied!


In Kooperation mit NursIT wird nun die nächste Stufe der sprachgesteuerten Pflegedokumentation ermöglicht – für mehr Zeit am und mit dem Patienten.



Mit gerade einmal 27 % ist die Pflege die am geringsten digitalisierte Berufsgruppe. Ein großer Teil der täglichen Arbeitszeit besteht aus reiner Dokumentation. Pflegefachpersonen sind aufgrund von gesetzlichen Regelungen im ständigen Balanceakt zwischen der Arbeit am Patienten und stetig steigendem Dokumentationsaufwand. Hierzu zählen das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), das MDK-Reformgesetz und das Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG).

Bei all den Herausforderungen haben sich NursIT und 3M zum Ziel gesetzt, eine effizientere Art der Pflegedokumentation möglich zu machen: Durch den intelligenten Einsatz einer KI-basierten Spracherkennung wird die Pflegefachperson in die Lage versetzt, die Dokumentation schneller und abrechnungssicherer zu erledigen.

Mithilfe der 3M Sprachlösungen erhält das Pflegefachpersonal in Echtzeit Feedback zu der diktierten Dokumentation. Mögliche Dokumentationslücken werden so frühzeitig entdeckt und die Zusammenarbeit zwischen Pflegefachpersonal und Medizincontrolling effizient unterstützt.



Sprachgesteuerte Pflegedokumentation mit NursIT und 3M:

► careIT Pro von NursIT

Optimale Pflege mit weniger Aufwand

Die Anwender sparen bis zu 60 Minuten Zeit pro Patient und Tag und sichern so automatisch bis zu 75 € der Erlöse. Die Software careIT Pro vereinfacht und automatisiert die Pflegedokumentation und ermöglicht so präventive, prädikative Pflege. Patientensicherheit und Pflegequalität werden insgesamt erhöht.

► 3M™ M*Modal Fluency Direct*

Vorteile von Fluency Direct

- KI-basierte Dokumentationslösung
- Unstrukturierte Diktate können direkt ins KIS diktiert und so strukturiert werden
- Sprachsteuerung über Sprachbefehle
- Cloudbasiert und leicht skalierbar
- Medizinisches Vokabular für alle Fachbereiche
- Sprachprofile sind überall nutzbar
- Stetige Verbesserung durch automatisches Training
- Kompatibel mit mehr als 300 relevanten Systemen (auch mit Microsoft Office)

► 3M™ M*Modal CDI Engage*

Vorteile von CDI Engage

- Kontextspezifische Echtzeithinweise (Nudges) während des Diktats oder der Spracherkennung führen zu einer vollständigen und präzisen Erfassung
- Medizinische, prozessuale oder abrechnungsrelevante Fragestellungen mit möglicher Relevanz werden direkt mit einbezogen
- Dem semantischen Modell liegen zur Gewährleistung der Interoperabilität internationale Ontologien und Klassifikationen wie SNOMED-CT oder LOINC zugrunde

Spracherkennung in der Pflege war gestern – KI-basiertes Sprachverstehen in der Pflege ist HEUTE!

Neugierig geworden?

Für weitere Informationen zu unseren Sprachlösungen in Kombination mit careIT Pro und dazu, wie wir Ihnen auch in der sprachgesteuerten Pflegedokumentation weiterhelfen können, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an 3M-Sprachloesungen@mmm.com oder kontaktieren Sie direkt einen unserer Ansprechpartner im Vertrieb unter go.3m.com/his-kontakt

* Die 3M™ M*Modal Sprachlösungen sind integrierbar in jedes Krankenhausinformationssystem (KIS).



3M Deutschland GmbH
Health Information Systems

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
3M-Sprachloesungen@mmm.com
www.3M.de/HIS



Please recycle. Printed in Germany.
© 3M 2022. All rights reserved.