



GTI Heat Shrink Tubing Kit

Fiche technique

Produit

Gaines thermorétractables GTI à paroi fine en longueur de 15 cm emballées dans des boîtes en plastique transparentes.

Description

Le GTI kit est une boîte en plastique (Dim.ext. = l 280 mm x p 170 mm , h 60 mm) pourvue de 6 compartiments contenant 6 diamètres différents de gaines GTI à paroi fine en longueur de 15 cm.

Deux kits sont disponibles :

- Kit GTI gaines noirs
- Kit GTI 5 couleurs

Les diamètres proposés dans les Kit GTI sont 3,2 / 4,8 / 6,4 / 9,5 / 12,7 et 19,0 mm. Le kit GTI couleurs contient 5 couleurs ; Vert/jaune, bleu, rouge, transparent et brun.

Propriétés

Valeurs

Rapport de rétreint

2 :1

Matériel de base

Polyoléfine

Température min. de rétreint

100°C

Température d'application

-55°C à + 135°C

Résistance à l'élongation

15 N/mm²

Résistance diélectrique

450 kV/cm

Inflammabilité

Autoextinguible

Technical information provided consists of typical product data and should not be used for specification purposes. Unless otherwise noted, all tests are performed at room temperature.