



FUTURO™ ULTRA PERFORMANCE KNIE-BANDAGE

48189EU1, 48190EU1, 48191EU1, 48192EU1



ATMUNGSAKTIVES MATERIAL

Bietet ganztägige Unterstützung für Verstauchungen, Zerrungen, Verrenkungen.

IDEAL GEEIGNET FÜR:

Allgemeine Unterstützung, sportliche Aktivitäten.

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Elastisches Material für optimale Passform.
- 2 Gelring an der Kniescheibe bietet Abpolsterungskomfort und zielgerichtete Kompression.
- 3 Starke Seitenstabilisatoren bieten zusätzliche Unterstützung.
- 4 Silikonperlen in der Bandage fixieren die Bandage.
- 5 Bietet ganztägige Unterstützung bei Verstauchungen und Zerrungen sowie mediale und laterale Unterstützung. Länge des Produkts sorgt für einen komfortablen, komprimierenden Sitz rund um die Wade und den Oberschenkel.

TRAGEANWEISUNG:



Ziehen sie die Bandage über den Fuss.




Ziehen Sie Bandage bis über das Knie



Vergewissern Sie sich, dass der Gelring zentral über der Kniescheibe platziert ist.

GRÖSSE:

PZN	Grösse	Oberschenkelbereich [A]	Wadenbereich [B]
5470124	S	36,8-41,9	30,5-35,6
5470118	M	41,9-47,0	35,6-40,6
5470101	L	47,0-52,1	40,6-45,7
5470130	XL	52,1-57,2	45,7-50,8



Verwendungszweck: zur Unterstützung von steifen, geschwächten oder verletzten Knien

Zusammensetzung: Neopren, Nylon, Polyester.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

3M Österreich GmbH
Consumer Health Care, Euro Plaza, Gebäude J
Kranichbergstrasse 4, 1120 Wien
www.futuro.de

