

Transformando los datos del paciente en conocimiento con soluciones basadas en Procesamiento del Lenguaje Natural

Refleja la complejidad de la casuística de tu hospital con eficiencia y mejora tu entorno de trabajo

- Ahorro de tiempo de los profesionales sanitarios para que puedan dedicarse a la codificación de episodios más complejos.
- Reflejar con mayor precisión la realidad y complejidad del hospital lo que reduce los costes a largo plazo y optimiza la gestión de recursos.
- Mejora en la gestión del hospital lo que facilita la financiación de terceros.
- Disponibilidad de todo el ciclo de la información en una sola pantalla: codificación, validación y agrupación.
- Actualización y mejora continua del contenido y funcionalidades de las soluciones.
- Equipo comercial y técnico a tu disposición en todo momento.

¿Quién puede codificar con los sistemas de ayuda a la codificación manual?



Solución de ayuda a la codificación para codificadores en hospitalización que buscan la máxima precisión y rigurosidad en su trabajo




Para cualquier profesional clínico que tenga que recopilar la actividad en el lugar donde se produce de manera ágil y fácil

¡Vaya más allá del dato con la Plataforma 3M™ 360 Encompass™!

Estas soluciones se integran en la plataforma de 3M para el sector sanitario 360 Encompass™, que incluye las más innovadoras herramientas para la codificación manual y automática, agrupadores en grupos relacionados por el diagnóstico y análisis de la información, todas ellas orientadas a la gestión basada en valor y a facilitar la labor del profesional sanitario para ayudarle a centrarse en lo que realmente importa: el paciente

Tecnología al servicio de la codificación clínica.

3M™ Health Information Systems ofrece una solución completa y precisa que dialoga con el codificador en lenguaje clínico para ofrecer el código más preciso posible, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el proceso de clasificación.



Soluciones basadas en tecnologías de Procesamiento del Lenguaje Natural

- Mayor precisión en la codificación ya que la tecnología PLN es capaz de leer el lenguaje natural y hacer una interpretación clínica de la información para proponer el código CIE-10-MC / PCS más adecuado.
- Ahorra tiempo con el sistema de validación y ayuda para alcanzar el código o clarificar códigos más ambiguos con supuestos y posibilidades en tan solo un clic.
- Entorno web fácil de usar, probado por expertos de UX para usuarios de cualquier tipo.

Nuestras soluciones de ayuda a la codificación manual

3M™ CES (Coding Expert Solution)



Herramienta de codificación manual para **codificadores**

Nuevas ventajas de CES

- **Eficiencia del codificador:** Toda la información relevante se muestra en una sola pantalla, incluyendo información administrativa, el estado de los diagnósticos y procedimientos, validaciones y agrupación.
- **Personalización:** Posibilidad de memorizar casos frecuentes y codificarlos con un solo clic mediante la función de favoritos. Los usuarios pueden guardar sus casos más frecuentes para agilizar la codificación y reducir los errores.
- **Calidad:** Sistema de validaciones interactivo y procesamiento inteligente para mejorar la calidad de la codificación.
- **Validación y transparencia:** Los usuarios tienen acceso a otros sistemas de codificación o validación de la codificación propuesta, como el índice alfabético o el tabular, con el mismo formato del Ministerio de Sanidad, mejorando la transparencia y la verificación de la codificación. También hay un sistema online de agrupación que permite ver la agrupación al ingreso, al alta y simular con las distintas versiones disponibles del agrupador.

3M™ CaaS (CES as a Service)



Herramienta de codificación manual para **profesionales clínicos**

Ventajas de CaaS

- **Eficiencia y rapidez:** CaaS es una herramienta ágil que permite a los profesionales clínicos introducir múltiples códigos de diagnóstico o de procedimiento de forma rápida, lo que les permite obtener códigos completos en menos tiempo sin interrumpir su flujo de trabajo.
- **Precisión:** Si faltan datos, el sistema proporcionará un cuadro de diálogo en lenguaje clínico para que el profesional pueda seleccionar el código que mejor se ajuste al caso y hacerlo más preciso desde el origen.
- **Validación:** La solución dispone de un sistema de validación fácil para garantizar la precisión de los códigos.



Especificaciones técnicas

- **Accesibilidad:** aplicación web accesible desde cualquier navegador (EDGE, Chrome o Firefox)
- **Escalabilidad:** la aplicación permite entornos multicentro y su ampliación en función de las necesidades del cliente
- **Integrable:** facilidad de integración con la HCE usando estándares HL7
- **Intuitiva:** la aplicación es fácil de usar y no requiere una formación especializada para utilizarla
- **Seguridad y trazabilidad:** se utilizan medidas de seguridad para proteger la privacidad de los datos
- **Actualizaciones:** la aplicación se actualiza regularmente para mejorar las funcionalidades
- **Soporte técnico y funcional:** se ofrece tanto soporte técnico como funcional al usuario final de la aplicación



3M España, S.L.
HIS - Health Information Systems
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Infohis-spain@mmm.com

¿Intrigado?

Para obtener más información o solicitar una demostración de nuestras soluciones de ayuda a la codificación manual, envíenos un correo electrónico a infohis-spain@mmm.com