


# Ficha Técnica de Productos

Código	XH00240588	Digito Verificador	0	Descripción	1633 TEGADERM I.V.100DRSG M	Estatus	Activo		
				Descripción 3M	1633 TEGADERM I.V. MUTUAL 21400150 4/BOXES/				
Promoción	No	Cód. Entrada 01	X	Cód. Entrada 02	X	Cód. Entrada 03	X	O.T.	No
								Etiquetado	No



Especificaciones	Medidas [cm]			Peso [Kg]	Volumen m3	Tipo de Embalaje	Código de Barra	
	Largo	Alto	Ancho				EAN 13	DUN 14
Producto	10.5	0.067	14.5	0.01	0.000010	Bolsa	00707387370589	
Inner	11.8	15	9	0.48	0.001593	Caja	0000021400150	
Caja Master	24.8	20.8	17.2	2.04	0.0088724	Corrugado		0000021400150
Pallett	120	104.8	100	245	1.2576			

Unidades por Inner	Inner en Caja Master	Unidades Física por Caja Master	Unidades de Venta
100	4	400	Box
Cajas por Nivel	Niveles por Pallet	Cajas por Pallet	Apilamiento
25	4	100	PA-1
Temperatura de Almacenaje (máx. min.)	Humedad de Almacenaje	Riesgo del Producto	Vigencia del Producto
15/30°C	S/E	Sin Riesgo	5 años

1  
2  
3  
4