


Express™ 2

Siringhe intra-orali per VPS



Nuovo
Innovativo
per VPS
light wash!



non è solo una siringa ma
un sistema di precisione

Vantaggi

- Disegno ergonomico facile da usare, da riempire e da erogare
- Meno spreco di materiale confrontato con i puntali erogatori delle cartucce wash
- Applicazione precisa che porta a un risultato finale eccellente
- Sistema igienico e confortevole per il paziente
- Perfetto controllo della situazione clinica e del materiale che si sta erogando
- Migliore gestione del tempo delle assistenti di studio

Precisione, minor spreco di materiale, maggiore maneggevolezza. Tutto in un unico prodotto con le nuove siringhe Express™ 2 intra-orali.

Come potevamo migliorare l'applicazione del materiale light Express 2 wash? Ecco la risposta e tutto in un unico prodotto: una sola siringa intra-orale 3M ESPE monouso monopaziente. Questo nuovissimo concetto di applicazione del materiale d'impronta, appena sviluppato, può essere preparato direttamente da una cartuccia montata sulla pistola Garant. La siringa è così leggera e maneggevole che applicare il materiale d'impronta nei solchi o nelle zone di difficile accesso non è mai stato così semplice. Inoltre la siringa può essere riempita con la quantità di materiale d'impronta adatta alla situazione clinica riducendo gli sprechi.

Ma i vantaggi non finiscono qui: le siringhe possono essere riempite fino a 12 ore prima del loro utilizzo. Così anche la gestione del carico di lavoro nello studio è nettamente migliorato.

Le siringhe intra-orali Express™ 2 per VPS WASH hanno il vantaggio di:

- Un'erogazione economica con la giusta quantità di materiale per la situazione clinica da trattare.
- Sistema igienico monouso e monopaziente. Facile e veloce da preparare confortevole anche per il paziente.
- Migliora l'efficienza nello studio e riduce lo stress per le assistenti alla poltrona.
- Una sola siringa per tutti i tipi di express wash in studio.

3M ESPE

Promosse a pieni voti.


I professionisti che hanno avuto la possibilità di provare le siringhe intra-orali durante i test di prodotto hanno confermato i vantaggi: in particolare hanno apprezzato il confortevole utilizzo e il considerevole risparmio di materiale d'impronta. Confrontate con i puntali miscelatori di uso comune, queste nuove siringhe hanno ottenuto indici di apprezzamento nettamente superiori.

89% dei dentisti che hanno provato le siringhe hanno valutato molto positivamente i minori sprechi di materiale d'impronta



Fonte: application test dopo altre 1.100 applicazioni

88% si è dichiarato molto soddisfatto della maneggevolezza delle siringhe



Fonte: application test dopo altre 1.100 applicazioni

Meno spreco di materiale: si risparmia fino al 67%



Confronto tra puntali miscelatori e siringhe intra-orali




“Queste siringhe semplificano la procedura dell'impronta.”


Dr. F. Lipari

“Mi piacciono molto queste siringhe ma alla mia assistente piacciono ancora di più.”


Dr. F. Argentino




1



2




3




4




5



6



7



8

Informazioni per gli ordini

Codice	Descrizione Prodotto
71470	Impregum Siringhe intra-orali. Ricambio da 20
71471	Express™ Siringhe intra-orali. Ricambio da 20

Codice	Descrizione Prodotto
71467	Impregum Trial Pack Siringhe intra-orali Lilla. 3 pezzi
71468	Express™ Trial Pack Siringhe intra-orali Verdi. 3 pezzi
71476	Trial Pack 5 Siringhe intra-orali Verdi, 1 Cartuccia Express™ 2 Ultra-Light Body Quick e 2 tappini per richiudere la cartuccia

3M ESPE

Prodotti Dentali

3M Italia S.p.A.

Via Norberto Bobbio, 21

20096 Piofilippo (MI)

Tel. 02.7035.2154 - Fax 02.7035.2229

www.3mespe.it

e-mail: 3mespeitaly@mmm.com

www.3mespe.it

3M, ESPE, Express, Garant, Penta e Pentamix sono marchi di fabbrica di 3M o 3M ESPE AG.

© 3M 2011. Tutti i diritti riservati.

01 (06.2011)